

DracoHydrofaser

Gelbildender Faserverband

DracoHydrofaser ist ein gelbildender Faserverband aus Carboxymethylcellulose (CMC). Bei Kontakt mit Wundexsudat wirkt **DracoHydrofaser** stark absorbierend, aktiviert die Wundheilung und fördert den Reinigungseffekt. Das Anschwellen der Fasern schließt Bakterien und Zelltrümmer ein. Durch ein effektives Gelieren wird das Verkleben mit der Wunde verhindert. Dies ermöglicht eine schmerzarme Entfernung der Wundauflage. Aufgrund der Faserart wird das Exsudat vertikal aufgenommen und das Mazerationsrisiko reduziert. **DracoHydrofaser** wird bei dem Verbandwechsel mit einer sterilen Pinzette in einem Stück entfernt und die Wunde anschließend gespült.

Anwendungsgebiete:

DracoHydrofaser ist geeignet für stark bis mäßig exsudierende, oberflächliche oder tiefe Wunden und Wundhöhlen, chronische Wunden, z. B. Ulcus cruris (venös, arteriell, diabetisch); Dekubitus, Spalthautentnahmestellen und schwach blutende akute Wunden wie z. B. Abschürfungen oder Schnittwunden.

Anwendungshinweise:

Vor der Verwendung von **DracoHydrofaser** ist die Wunde zu reinigen und die Wundumgebungshaut sorgfältig zu trocknen. **DracoHydrofaser** aus der sterilen Einzelverpackung entnehmen und gegebenenfalls steril zuschneiden. Nicht verwendetes Material sollte entsorgt werden, da dies nicht mehr steril ist und auch nicht nachträglich sterilisiert werden kann. **DracoHydrofaser** sollte mit sterilen Handschuhen und einer sterilen Pinzette appliziert werden. **DracoHydrofaser** kann über die Wundränder hinaus appliziert werden, da die vertikale Aufnahme des Exsudats das Mazerationsrisiko reduziert. Anschließend die Wunde mit einer geeigneten sekundären Wundauflage abdecken und mit dem bevorzugten Verbandmaterial fixieren. Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann **DracoHydrofaser** bei nicht infizierten Wunden bis zu 7 Tage auf der Wunde verbleiben.



Im Falle einer Wundinfektion kann **DracoHydrofaser** helfen, die Bakterienanzahl zu vermindern, da die Bakterien von den geschwollenen Fasern aufgenommen werden. Das Produkt enthält jedoch keine antimikrobiellen Substanzen. Der behandelnde Arzt muss daher entscheiden, ob **DracoHydrofaser** zur Behandlung der vorliegenden Infektion ausreicht oder ob Verbände mit antimikrobiellen Substanzen verwendet werden sollten. **DracoHydrofaser** kann unter Kompression verwendet werden.

Gegenanzeigen:

DracoHydrofaser soll nicht angewendet werden bei:

- trockenen Wunden
- Verbrennungen 3. Grades
- chirurgischen Implantaten

DracoHydrofaser soll nicht bei Patienten mit einer bekannten Allergie gegen die Inhaltsstoffe angewendet werden.

DracoHydrofaser ist nicht zur Behandlung von stark blutenden Wunden geeignet.

DracoHydrofaser darf nur einmal verwendet werden.

DracoHydrofaser ist steril, solange die Einzelverpackung ungeöffnet und unversehrt ist.

DracoHydrofaser nicht bei beschädigter Verpackung anwenden.

Verfügbare Größe:

5 cm x 5 cm PZN: 16536613

10 cm x 10 cm PZN: 12554471

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.



Rev.: 201023RW-13915-GA