

DracoSuperabsorber

Superabsorbierende Wundauflage für exsudierende Wunden

DracoSuperabsorber absorbiert die Wundflüssigkeit und nimmt sie im Inneren der Wundauflage auf. Das Produkt saugt die Wundflüssigkeit vertikal auf und bindet sie im Inneren als Gel, wodurch das Risiko des Aufweichens und der Schädigung des Wundbereichs reduziert und dieser gleichzeitig feucht gehalten wird. **DracoSuperabsorber** hat eine hydrophobe, grüne Rückseite, die den Durchtritt von Feuchtigkeit minimiert.

Indikation:

DracoSuperabsorber ist eine sterile, weiche, superabsorbierende Wundauflage für exsudierende Wunden.

Anwendungshinweise:

DracoSuperabsorber ist zum Abdecken sekretbildender Wunden geeignet, bei denen eine effiziente Absorption in Kombination mit wenigen Verbandwechseln erforderlich ist. **DracoSuperabsorber** kann sowohl als primäre als auch als sekundäre Wundauflage genutzt werden. Reinigen Sie die Wunde im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen. Trocknen Sie die Umgebungshaut sorgfältig. Wählen Sie die Größe der Wundauflage in Abhängigkeit von der Größe der Wunde aus. Der Kernbereich der Wundauflage sollte mit einer gewissen Toleranz über die Wunde hinausgehen, da die Ränder der Auflage kein Exsudat aufnehmen. Platzieren Sie **DracoSuperabsorber** direkt auf dem Wundbett oder der primären Wundauflage. Fixieren Sie den Verband entsprechend. **DracoSuperabsorber** kann in Kombination mit einer Kompressionstherapie eingesetzt werden. **DracoSuperabsorber** muss entsprechend dem klinischen Zustand der Wunde beziehungsweise vor der Saturation der Wundauflage gewechselt werden. Konsultieren Sie medizinisches Fachpersonal, falls sich der Zustand verschlechtert. Die Wundauflage lässt sich leichter entfernen, wenn sie angefeuchtet wird. Entsorgen Sie die Wundauflage als medizinischen Abfall im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen.

Achtung:

DracoSuperabsorber hat eine weiße Wundkontaktfläche und eine hydrophobe grüne Rückseite (außen/oben).

Beschneiden Sie die Wundauflage nicht, die äußere Schicht muss intakt bleiben. Bei beschädigtem oder vor Gebrauch unabsichtlich geöffnetem Sterilbarrieresystem darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.

Einmalprodukt, nicht re-sterilisierbar, nicht wiederverwendbar.



Gegenanzeigen:

DracoSuperabsorber soll nicht verwendet werden auf:

- Trockenen Wunden,
- Augen,
- Schleimhäuten,
- Sehnen oder in
- Wundhöhlen,

da die Wundauflage aufgrund der Absorption anschwillt.

DracoSuperabsorber darf nicht bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber der Wundauflage oder deren Komponenten verwendet werden.

Es ist wichtig, die weiße Wundkontaktfläche auf die Wunde zu legen.

Verfügbare Größen:

10 cm x 10 cm PZN: 16086423

10 cm x 20 cm PZN: 16086446



Das Produkt ist für die angegebene maximale Wundgröße geeignet.



Das Produkt darf nicht zerschnitten werden.



Das Produkt ist für sehr stark exsudierende Wunden geeignet.



Das Produkt ist nicht zum Duschen geeignet.



Das Produkt ist nicht selbsthaftend, befestigen Sie es mit geeignetem Fixiermaterial.



Je nach Wundzustand und Exsudatmenge kann das Produkt mehrere Tage auf der Wunde verbleiben.

Produkte, die von Dr. Ausbüttel & Co. GmbH zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind, dürfen nicht (wieder)aufbereitet werden. Eine (Wieder)aufbereitung zerstört die funktionale Integrität der Produkte.

CE 0482

STERILE EO



Medizinprodukt

Rev.: 201209RW-13918-GA



Dr. Ausbüttel & Co. GmbH • Ernst-Abbe-Straße 4 • 44149 Dortmund • Deutschland • www.draco.de