

# WundDoku App Schritt für Schritt

Ihre digitale Wunddokumentation

[www.draco.de/wunddoku-app](http://www.draco.de/wunddoku-app)



Ihr Partner in der Wundversorgung

## Inhaltsverzeichnis

### App einrichten

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Installation             | 4 |
| 2. Registrierung in der App | 6 |

### Wunden dokumentieren

- |                              |    |
|------------------------------|----|
| 3. Neuen Patienten anlegen   | 8  |
| 4. Einverständniserklärung   | 10 |
| 5. Patientenübersicht        | 12 |
| 6. Neue Wunde anlegen        | 14 |
| 7. Lokalisation              | 16 |
| 8. Wunddokumentation starten | 18 |
| 9. Fotofunktion              | 20 |
| 10. Overlay-Funktion         | 22 |
| 11. Wunddokumentation        | 24 |
| 12. Wundbeurteilung          | 26 |
| 13. Maßnahmendokumentation   | 28 |

### Zugriff über Praxis-PC

- |   |    |
|---|----|
| 14. Der Webzugriff  | 30 |
| 15. Der Wundverlauf                                       | 32 |
| 16. PDF-Export von Wundverlauf<br>und Wunddokumentationen | 34 |



Werfen Sie auch einen Blick auf unser Erklärvideo. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt alle wichtigen Funktionen der App: [www.draco.de/wunddoku-app](http://www.draco.de/wunddoku-app)

## Kontakt & Impressum

Bei Fragen, Anregungen und Feedback rund um die DRACO WundDoku App wenden Sie sich gerne per E-Mail an [wunddoku@draco.de](mailto:wunddoku@draco.de) oder direkt an unseren Kundenservice.

DRACO Kundenservice  
Telefon (Mo-Fr 08:00-16:30 Uhr)  
0231 / 28 666 285

Dr. Ausbüttel & Co. GmbH  
Ernst-Abbe-Straße 4  
44149 Dortmund

# Wunddokumentation leicht gemacht!

**Liebes Praxis-Team,**

Ihre Zeit ist sehr wertvoll. Besonders die Wunddokumentation kann aber zeitaufwendig sein, wenn Sie klassisch auf Papier und Digitalkamera zurückgreifen. Nicht selten können hier kleine Papierberge entstehen, die bei jedem Patientenbesuch Ihr Begleiter sind.

Was wäre, wenn wir Ihnen einen Helfer an die Hand geben, der Ihnen die Wunddokumentation erleichtert? Ob beim Hausbesuch oder in der Praxis, durch die DRACO® WundDoku App können Sie eine Menge Zeit sparen.

Gemeinsam mit MFA haben wir die DRACO® WundDoku App entwickelt, die Ihnen eine einfache und schnellere Dokumentation ermöglicht. Absolut datenschutzkonform. Sie ist sehr intuitiv und übersichtlich. Falls die Nutzung von Apps bisher nicht zu Ihrem Arbeitsalltag gehört hat, können Sie in dieser Broschüre alles Wichtige nachlesen.

Laden Sie sich die DRACO® WundDoku App kostenfrei auf Ihr Smartphone herunter und profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- ✓ Große Zeitersparnis
- ✓ Datenschutzkonform
- ✓ Jederzeit und überall nutzbar
- ✓ Webzugriff auf Ihrem Praxis-PC
- ✓ Schnittstelle zur Patientenakte

Entlasten Sie sich selbst, indem Sie die Vorteile der digitalen Dokumentation genießen.

Ihr DRACO® Team



[www.draco.de/wunddoku-app](http://www.draco.de/wunddoku-app)



# 1. Installation

**Laden Sie die DRACO® WundDoku App kostenfrei herunter.**

Starten Sie den Download über den App Store oder den Google Play Store. Oben rechts können Sie den Ladebutton anklicken und nach ein paar Sekunden ist die App auf Ihrem Smartphone verfügbar.

## Schritt für Schritt:


- ✓ Suchen Sie im App Store oder im Google Play Store nach „DRACO® WundDoku App“ oder scannen Sie den QR-Code auf dieser Seite.
- ✓ Klicken Sie auf „Laden“ im App Store oder „Installieren“ im Play Store, um den Download der App zu starten.
- ✓ Ist der Download beendet, klicken Sie auf „Öffnen“.



Sie können den Link [www.draco.de/wunddoku-app](http://www.draco.de/wunddoku-app) einfach in die Suchleiste Ihres Internetbrowsers eingeben.



Hier mit  
bestehenden  
Daten  
anmelden



Hier neues  
Kundenkonto  
anlegen



## 2. Registrierung in der App

### Anmeldung leicht gemacht.

Registrieren Sie sich ganz einfach mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse und nutzen Sie ein sicheres Passwort. Wenn Sie bereits unsere Online-Seminare besucht oder andere digitale Services von DRACO® genutzt haben, können Sie sich mit diesen Zugangsdaten anmelden.

#### Schritt für Schritt Registrierung:



- ✓ Öffnen Sie die App.
- ✓ Klicken Sie unten rechts auf „Registrierung“.
- ✓ Geben Sie Ihre Daten ein und nutzen Sie ein sicheres Passwort.
- ✓ Bestätigen Sie die AGB und die Datenschutzerklärung.
- ✓ Schließen Sie die Registrierung mit dem Button ab.

#### Schritt für Schritt Login:

- ✓ Öffnen Sie die App.
- ✓ Klicken Sie unten links auf „Login“.
- ✓ Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein.
- ✓ Klicken Sie auf „Login“.
- ✓ Bestätigen Sie die AGB und die Datenschutzerklärung.



Verwenden Sie die gleichen Login-Daten, wie auf [www.draco.de](http://www.draco.de), um an einem Online-Seminar teilzunehmen, auf Fallbeispiele zuzugreifen oder eine Musterbestellung aufzugeben.



Patienten  
anlegen

Patienten  
speichern

## 3. Neuen Patienten anlegen



**Schnell und einfach mit nur drei Pflichtfeldern.**

In der Patientenübersicht können Sie ganz einfach neue Patienten anlegen.

### Schritt für Schritt:

- ✓ Klicken Sie in der Patientenübersicht auf den Plus-Button .
- ✓ Fotografieren Sie die Einverständniserklärung ab oder ergänzen Sie diese später. Eine ausführliche Erläuterung dazu finden Sie auf Seite 11.
- ✓ Geben Sie die Daten des Patienten ein.
- ✓ Nutzen Sie die Möglichkeit, Besonderheiten und Kontaktdaten einzutragen, wenn Sie möchten.
- ✓ Hinterlegen Sie optional Medikamente, Allergien und Begleiterkrankungen, um das Profil zu ergänzen.
- ✓ Klicken Sie auf das Häkchen , um den Patienten zu speichern.

## Einverständniserklärung



## Formular direkt fotografieren

## Einverständniserklärung per E-Mail versenden

## 4. Einverständniserklärung

### Datenschutz leicht gemacht.


Nachdem Sie auf den Plus-Button geklickt haben, um einen neuen Patienten anzulegen, erscheint eine Aufforderung, die Einverständniserklärung des Patienten einzufügen. Diese ist besonders wichtig, wenn Sie alle Funktionen der App nutzen wollen. Sie können sie sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt abfotografieren.

#### Schritt für Schritt:

- ✓ Schicken Sie sich das Formular per E-Mail zu oder versenden Sie es an eine andere E-Mail-Adresse. Diesen Schritt können Sie alternativ auch über den Punkt „... Mehr“ aufrufen.
- ✓ Drucken Sie das Formular aus.
- ✓ Füllen Sie die Einverständniserklärung aus und lassen Sie den Patienten unterschreiben.
- ✓ Fotografieren Sie die Einverständniserklärung ab, indem Sie auf „Foto aufnehmen“ klicken.



Bitte beachten Sie, dass ohne Einverständniserklärung die Daten nur lokal auf Ihrem Smartphone verschlüsselt gespeichert werden. Der Zugriff von Ihrem Praxis-PC ist nur mit Einverständniserklärung möglich.



## 5. Patientenübersicht

**Finden und favorisieren Sie Patienten einfach und schnell.**



Ihre Patienten sind in der Patientenübersicht alphabetisch aufgelistet. Die DRACO® WundDoku App unterstützt Sie insbesondere beim Hausbesuch dabei, dass Sie die notwendigen Daten schneller finden und auf Ihre Termine bestens vorbereitet sind.

### Schritt für Schritt:

- ✓ Klicken Sie auf einen Namen, um die Patientendaten und Wunden der Person abzurufen.
- ✓ Falls Sie einen weiteren Patienten anlegen wollen, klicken Sie auf den Plus-Button .



Markieren Sie mithilfe des Sternchens Patienten, damit sie Ihnen ganz oben in der Liste angezeigt werden.



Details zur  
Lokalisations-  
funktion auf  
Seite 16

## 6. Neue Wunde anlegen

### Übersichtlich und intuitiv.

Legen Sie die Wunde Ihres Patienten an. Dazu können Sie eine Verdachtsdiagnose oder eine ärztlich gesicherte Diagnose dokumentieren.


#### Schritt für Schritt:

- ✓ Wählen Sie den Patienten aus der Übersicht aus.
- ✓ Klicken Sie auf den Plus-Button .
- ✓ Dokumentieren Sie Ihre (Verdachts-)diagnose.
- ✓ Ergänzen Sie optional eine detaillierte Beschreibung.
- ✓ Dokumentieren Sie nun die Lokalisation.



Sie können je Patient mehrere Wunden anlegen und dokumentieren.

Wundbereich  
per Fingertipp  
auswählen



Hoher  
Detailgrad

## 7. Lokalisation

### Für eine detaillierte Darstellung der Wundposition.

Starten Sie mit der Lokalisierung der Wunde. Dazu steht Ihnen ein 2D-Körper zur Verfügung, auf dem Sie die Position der Wunde markieren können.



#### Schritt für Schritt:

- ✓ Öffnen Sie den Reiter „Lokalisation der Wunde“.
- ✓ Klicken Sie den 2D-Körper an.
- ✓ Wählen Sie zwischen anterior und posterior.  
Zoomen Sie bei Bedarf näher an den Körper heran.
- ✓ Klicken Sie auf die betroffene Stelle, sie färbt sich rot.
- ✓ Speichern Sie die Lokalisation mit dem Häkchen  ab.
- ✓ Sollten Sie versehentlich eine falsche Stelle markiert haben, können Sie die Markierung durch wiederholtes Klicken auf diese Stelle widerrufen.



Wenn Wunden größer sind oder mehrere Bereiche betreffen, können auch mehrere Stellen gleichzeitig ausgewählt werden.

Dokumentation  
mit Text  
beginnen



Dokumentation  
mit Foto  
beginnen



## 8. Wunddokumentation starten

### Therapie, Wundbeurteilung und Maßnahmen.

Beginnen Sie die Wunddokumentation mit einem Bild oder Text und dokumentieren Sie die Therapie, Wundbeurteilung und Maßnahmen. Die Dokumentation kann jederzeit mit dem Häkchen beendet werden.

#### Schritt für Schritt:

- ✓ Starten Sie die Dokumentation mit einem Bild. Klicken Sie dafür auf das Kamerasymbol .
- ✓ Dokumentieren Sie, ob der Zustand der Wunde besser, unverändert oder schlechter ist.
- ✓ Klicken Sie auf Schnelldoku, um Therapie, Wundbeurteilung und Maßnahmen zu dokumentieren.

Zurück zur  
Wunddoku-  
mentation

Details zur  
Overlay-Funktion  
auf Seite 22

Blitz-Funktion  
ein- und  
ausschalten



Bildergalerie  
vergänger  
Dokumentationen

Zur Frontkamera  
wechseln

## 9. Fotofunktion

### Schnell und einfach Wundfotos aufnehmen.

Über das Kamerasymbol in der Mitte des Menüs sind Aufnahmen auch jederzeit während der Dokumentation möglich.

#### Schritt für Schritt:

- ✓ Klicken Sie auf das Kamerasymbol  während der Wunddokumentation.
- ✓ Fotografieren Sie die Wunde.
- ✓ Speichern Sie das Foto mit dem Häkchen .



Wenn Sie die Einverständniserklärung des Patienten hinterlegt haben, können Sie die Bilder auch über den Praxiszugriff am PC in Ihrem Login-Bereich einsehen.

Overlay-Funktion  
auswählen

Vergleichbare  
und  
standardisierte  
Aufnahmen



Einfacher  
optischer  
Vergleich der  
Wunde im  
Verlauf

# 10. Overlay-Funktion

## Für einen besseren Wundvergleich.

Mit der Overlay-Foto-Funktion haben Sie die Möglichkeit, die Wunde analog zur letzten Fotodokumentation aufzunehmen. In der Bildergalerie der jeweiligen Wunde finden Sie alle erstellten Bilder.

### Schritt für Schritt:

- ✓ Klicken Sie oben rechts auf das Overlaysymbol  während Sie die Fotofunktion geöffnet haben, um die Overlay-Funktion an oder auszuschalten.
- ✓ Sie sehen das alte Wundbild transparent und können das neue Foto darauf ausrichten.
- ✓ Versuchen Sie möglichst senkrecht zur Wunde zu fotografieren und achten Sie auf gute Lichtverhältnisse.
- ✓ Machen Sie ein Foto.
- ✓ Fügen Sie weitere Bilder hinzu, indem Sie auf das linke Kamerasymbol  klicken.
- ✓ Speichern Sie die Aufnahme über das Häkchen .





# 11. Wunddokumentation

## Therapie ausführlich beschreiben.

In der Wunddokumentation können Sie die Therapie mithilfe eines Freitextfeldes beschreiben und verordnete Produkte dokumentieren.

### Schritt für Schritt:

- ✓ Dokumentieren Sie, ob der Therapievorschlag ärztlich bestätigt ist.
- ✓ Beschreiben Sie die Therapie im Freitextfeld.
- ✓ Notieren Sie in der Beschreibung die verordneten Produkte.
- ✓ Beenden Sie die Wunddokumentation, indem Sie auf das Häkchen ✓ klicken oder fahren Sie mit der Wundbeurteilung fort.



Wunddokumentation  
speichern

# 12. Wundbeurteilung

## Einfach und schnell erfassen.

Dokumentieren Sie die Wundbeurteilung anhand der Parameter Schmerzsкала, Wundgröße, Wundgrund, Exsudation, Entzündung, Wundrand und Wundumgebung.


Entscheiden Sie ganz individuell auf den Patienten und die Wunde abgestimmt, wie viel Sie dokumentieren möchten. Es gibt keine Pflichtfelder und Sie können die Dokumentation jederzeit speichern.

### Schritt für Schritt:

- ✓ Öffnen Sie die Parameter, die Sie dokumentieren möchten.
- ✓ Dokumentieren Sie die Wundbeurteilung schnell und einfach mithilfe der übersichtlichen Buttons und Eingabefelder.
- ✓ Fügen Sie Details und Notizen hinzu, wenn Sie weitere Angaben dokumentieren möchten.
- ✓ Schließen Sie die Wunddokumentation durch Klick auf den Häkchen-Button  ab oder fahren Sie mit der Maßnahmendokumentation fort.



Die Ergänzung von Freitext ist an jeder Stelle möglich.




# 13. Maßnahmendokumentation

**Ihre Behandlung schnell dokumentiert.**

Mithilfe von übersichtlichen Buttons können Sie die Behandlungsmaßnahmen dokumentieren. Geben Sie an, ob der Therapievor-schlag umgesetzt und welche Maßnahmen getroffen wurden.

## Schritt für Schritt:

- ✓ Dokumentieren Sie, ob der Therapievorschlag umgesetzt wurde.
- ✓ Nutzen Sie das Freitextfeld, wenn Sie weitere Angaben dokumentieren möchten.
- ✓ Wählen Sie aus, ob die verordneten Produkte verwendet wurden.
- ✓ Klicken Sie auf das Häkchen , um die Wunddokumentation abzuschließen und zu speichern.



Nutzen Sie die gleichen Zugangsdaten wie auf Ihrem Smartphone und bei anderen digitalen Services von DRACO®, um sich anzumelden

# 14. Der Webzugriff

## Ihre Schnittstelle zur Patientenakte.

Wenn Sie die Einverständniserklärung des Patienten hinzugefügt haben, können Sie auch über den Praxis-PC auf alle abgeschlossenen Wunddokumentationen und verschiedene Diagramme zum Wundverlauf zugreifen. Als Schnittstelle zu Ihrer Patientenakte wird hier alles Dokumentierte übersichtlich dargestellt.

### Schritt für Schritt:

- ✓ Loggen Sie sich hier mit Ihren Nutzerdaten ein:  
<https://wunddoku.draco.de/login>
- ✓ Wählen Sie aus der Übersicht einen Patienten aus.
- ✓ Rufen Sie die Wunde oder Patientendetails auf.
- ✓ Werfen Sie einen Blick auf den Wundverlauf oder die einzelnen Wunddokumentationen.

**WUNDDOKU**

**Patienten**

**Alle Patienten**

**K**

Krüger, Harald  
\* 06.04.1948

Kuhl, Helga  
\* 26.10.1950

**M**

Meier, Wolfgang  
\* 11.06.1942

Müller, Roswitha  
\* 09.03.1948

Übersicht  
aller  
angelegten  
Patienten

Wunde  
auswählen

**WUNDDOKU**

Meier, Wolfgang  
\* 11.06.1942

[← Zurück](#)

Wunden Patientendetails

**Offene Wunden**

**Steiß**  
Ulcus cruris  
Letzte Dok.: 21.10.2021



**WUNDDOKU** Wundverlauf

Meier, Wolfgang  
Steiß, Ulcus cruris

Wundverlauf Wunddokumente

**Wundverlauf als Pdf**  
Wundverlauf als Pdf herunterladen

**Wundverlauf**  
Wundverlauf der letzten WundDokus im ausgewählten Zeitraum

3.5.2021 - 25.8.2021

↘ schlechter → unverändert ↗ besser → Ausgangsstation



Wundverlauf  
herunterladen

Übersichtlicher  
Wundverlauf

# 15. Der Wundverlauf

## Alle dokumentierten Parameter auf einen Blick.


Der Webzugriff der DRACO® WundDoku App bietet die Möglichkeit, den Wundverlauf am PC einzusehen und diesen zu speichern, zu versenden oder auszudrucken.

### Schritt für Schritt:


- ✓ Wählen Sie aus der Patientenübersicht den jeweiligen Patienten aus.
- ✓ Klicken Sie auf die Wunde.
- ✓ Schauen Sie sich den Wundverlauf an.
- ✓ Laden Sie den Wundverlauf über den Button oben links „Wundverlauf als PDF herunterladen“ herunter.
- ✓ Versenden, drucken, exportieren oder speichern Sie den Wundverlauf.



Nutzen Sie den Wundverlauf zur Einbindung der Patienten oder weiterer Fachkräfte, die bei der Wundversorgung involviert sind.



PDF-Datei für die  
Patientenakte  
herunterladen



PDF-Datei zum Speichern, Versenden  
und Ausdrucken

# 16. PDF-Export von Wundverlauf und Wunddokumentationen

**Schnell und einfach ausdrucken und verschicken.**

Exportieren Sie einzelne Wunddokumentationen und verschicken Sie diese als PDF an Kollegen in anderen Praxen oder Pflegedienste. Sie können diese auch abspeichern oder ausdrucken, um sie in der Patientenakte abzulegen.

## **Schritt für Schritt:**

- ✓ Wechseln Sie oben rechts auf den Reiter „Wunddokumentation“.
- ✓ Wählen Sie eine Dokumentation aus und klicken Sie auf den Button „Doku exportieren“.
- ✓ Speichern oder verschicken Sie das PDF-Dokument.

# Erleichtern Sie sich Ihren Praxisalltag mit digitalen Services!



**Informieren und  
Fortbilden leicht  
gemacht.**

Sie finden unter:

[www.draco.de/services](http://www.draco.de/services)

- Preisvergleich
- Musterbestellung
- Online-Seminare
- Fallbeispiele  
und vieles mehr.