

DRACO®

Moderne Wundversorgung



Mit DRACO®
Preisvorteile nutzen!



Das DRACO®-Sortiment zur Modernen Wundversorgung

Produkt																Varianten	PZN	Inhalt
DracoFoam Schaumstoffwundauflage non-haft		X	X	X						X	X	X			5 x 5 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm	07415075 04350429 06836544 03693587	Steril, 10 Stück pro Packung	
DracoFoam Ferse Schaumstoffwundauflage für die Ferse		X	X	X						X	X	X			anatomische 3D-Passform	05484669	Steril, 5 Stück pro Packung	
DracoFoam haft Schaumstoffwundauflage mit Haftrand		X	X	X						X		X			5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 12,5 x 12,5 cm	10003146 06733293 10003123 06681550	Steril, 10 Stück pro Packung	
DracoFoam haft sensitiv Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Haftrand		X	X	X						X		X			5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 12 x 22 cm 12,5 x 12,5 cm 17 x 17 cm 19 x 19 cm	11376174 10342078 10342115 17438031 10342144 17438048 17438054	Steril, 10 Stück pro Packung	
DracoFoam Zehenkappe Dünne Schaumstoffwundauflage für Zehen		X	X	X			X	X				X	X	X	klein (Umfang 5,6 cm) mittel (Umfang 8,6 cm) groß (Umfang 10,6 cm)	12543361 15623293 12543378	Steril, 10 Stück pro Packung	
DracoFoam Infekt Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden	X	X	X	X						X	X	X			5 x 5 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 20 x 20 cm	10317608 10317614 10317620 10317637	Steril, 10 Stück pro Packung	
DracoFoam Infekt Ferse Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden	X	X	X	X						X	X	X			anatomische 3D-Passform	10317643	Steril, 5 Stück pro Packung	
DracoFoam Infekt haft Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden mit Haftrand	X	X	X	X						X		X			5 x 5 cm 7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 12,5 x 12,5 cm	11300219 07730635 10317614 07730658	Steril, 10 Stück pro Packung	
DracoFoam Infekt haft sensitiv Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden mit Silikon-Haftrand	X	X	X	X						X		X			7,5 x 7,5 cm 10 x 10 cm 12,5 x 12,5 cm	15623296 15623304 15623310	Steril, 10 Stück pro Packung	
DracoSuperabsorber Superabsorbierende Wundauflage		X	X	X						X	X	X			10 x 10 cm 10 x 20 cm	16086423 16086446	Steril, 10 Stück pro Packung	
DracoAlgin Alginatkomresse	X	X	X	X						X	X	X			5 x 5 cm 10 x 10 cm	13858003 01003785	Steril, 10 Stück pro Packung	
DracoHydrofaser Gelbildender Faserverband	X	X	X	X						X	X	X	X		5 x 5 cm 10 x 10 cm	16536613 12554471	Steril, 10 Stück pro Packung	
DracoHydro Hydrokolloide Wundauflage			X	X			X	X				X	X		5 x 5 cm 10 x 10 cm	13879212 02745402	Steril, 10 Stück pro Packung	
DracoHydro dünn Dünne hydrokolloide Wundauflage					X		X					X	X		5 x 5 cm 10 x 10 cm	13879229 02065446	Steril, 10 Stück pro Packung	
DracoTüll Silikon Silikonbeschichtetes Wunddistanzgitter				X	X	X	X	X	X			X	X	X	5 x 5 cm 10 x 10 cm	09515160 08839788	Steril, 10 Stück pro Packung	

Legende			
Wundgrund:	Exsudationsmenge:	Wundtiefe:	Wundumgebungshaut:
infiziert/infektionsgefährdet	trocken	tiefe Wunden	Wundumgebungshaut nicht intakt
nekrotisches Gewebe	gering exsudierend	oberflächliche Wunden	Wundumgebungshaut intakt
Fibrinbelag	mäßig exsudierend		
Granulationsgewebe	stark exsudierend		
Epithelisierungsgewebe	sehr stark exsudierend		



Jetzt kostenfreie
Muster anfordern:
www.draco.de/muster

Schaumstoffwundauflagen ohne Haftrand

DracoFoam



Schaumstoffwundauflage

Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage zur Aufnahme und Abdampfung überschüssigen Exsudats chronischer und akuter Problemwunden.

Wundheilungsphase:	Exsudation bis Granulation
Wundstadium:	Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Exsudatmenge:	stark bis sehr stark
Wundtiefe:	mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebung:	intakt, nicht intakt, empfindlich/fragil, mazerier

Anwendung auch unter Kompression!

Artikel	Inhalt	PZN
DracoFoam		
5 x 5 cm	10 Stück	07415075
10 x 10 cm	10 Stück	04350429
10 x 20 cm	10 Stück	06836544
20 x 20 cm	10 Stück	03693587

Schaumstoffwundauflagen ohne Haftrand für die Ferse

DracoFoam

Ferse



Anatomische 3D-Passform, durch seitliche Einschnitte noch individuell anpassbar

Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage zur Aufnahme und Abdampfung überschüssigen Exsudats chronischer und akuter Problemwunden an der Ferse.

Wundheilungsphase:	Exsudation bis Granulation
Wundstadium:	Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Exsudatmenge:	stark bis sehr stark
Wundtiefe:	mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebung:	nicht intakt bis intakt

Passform gegebenenfalls durch seitliche Einschnitte anpassen!

Artikel	Inhalt	PZN
DracoFoam Ferse		
anatomische Passform	5 Stück	05484669

Schaumstoffwundauflagen mit Haftrand

DracoFoam

haft



Schaumstoffwundauflage mit Haftrand

Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage zur Aufnahme und Abdampfung überschüssigen Exsudats chronischer und akuter Problemwunden mit intakter Wundumgebungshaut.

Wundheilungsphase: Exsudation bis Granulation
Wundstadium: Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Exsudatmenge: stark bis mäßig
Wundtiefe: mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebung: intakt

Nur für Wunden mit intakter Wundumgebungshaut!

Artikel (Max. Wundgröße)	Inhalt	PZN
DracoFoam haft		
5 x 5 cm (2,2 x 2,2 cm)	10 Stück	10003146
7,5 x 7,5 cm (4,5 x 4,5 cm)	10 Stück	06733293
10 x 10 cm (6,1 x 6,1 cm)	10 Stück	10003123
12,5 x 12,5 cm (8 x 8 cm)	10 Stück	06681550

Schaumstoffwundauflagen sanft haftend

DracoFoam

haft sensitiv



Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Haftrand



Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage zur Verarbeitung überschüssigen Exsudats chronischer und akuter Problemwunden mit fragiler Wundumgebungshaut.

Wundheilungsphase: Exsudation bis Granulation
Wundstadium: Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Exsudatmenge: stark bis mäßig
Wundtiefe: mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebung: fragil bis intakt

Für beste Haftung trocknen Sie die Wundumgebung vor der Applikation!

Artikel (Max. Wundgröße)	Inhalt	PZN
DracoFoam haft sensitiv		
5 x 5 cm (2,2 x 2,2 cm)	10 Stück	11376174
7,5 x 7,5 cm (4,5 x 4,5 cm)	10 Stück	10342078
10 x 10 cm (6,1 x 6,1 cm)	10 Stück	10342115
12 x 22 cm (4 x 14 cm)	10 Stück	17438031
12,5 x 12,5 cm (8 x 8 cm)	10 Stück	10342144
17 x 17 cm (9 x 9 cm)	10 Stück	17438048
19 x 19 cm (11 x 11 cm)	10 Stück	17438054

Schaumstoffwundauflagen für Zehen

DracoFoam

Zehenkappe



Dünne Schaumstoffwundauflage für Zehen

Dünne Schaumstoffwundauflage zur Aufnahme und Abdampfung überschüssigen Exsudats chronischer und akuter Problemwunden an den Zehen.

Wundheilungsphase:	Exsudation bis Granulation
Wundstadium:	Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Exsudatmenge:	mäßig bis schwach
Wundtiefe:	mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebung:	nicht intakt bis intakt

Passform gegebenfalls durch seitliche Einschnitte anpassen!

Artikel	Inhalt	PZN
DracoFoam Zehenkappe		
Klein (Umfang 5,6 cm)	10 Stück	12543361
Mittel (Umfang 8,6 cm)	10 Stück	15621305
Groß (Umfang 10,6 cm)	10 Stück	12543378

Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden

DracoFoam

Infekt



Schaumstoffwundauflage mit Polyhexanid für infizierte Wunden

Ohne Haftrand

Polyhexanidhaltige, stark absorbierende Schaumstoffwundauflage zur silberfreien Infektionsbekämpfung chronischer und akuter Problemwunden.

Wundheilungsphase:	Exsudation bis Granulation
Wundstadium:	Fibrinbelag, Nekrose, Infektion, Granulation
Exsudatmenge:	stark bis mäßig
Wundtiefe:	mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebung:	nicht intakt bis intakt

Tragedauer unter ärztlicher Beobachtung bis zu 7 Tage.

Artikel	Inhalt	PZN
DracoFoam Infekt		
5 x 5 cm	10 Stück	10317608
10 x 10 cm	10 Stück	10317614
10 x 20 cm	10 Stück	10317620
20 x 20 cm	10 Stück	10317637

Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden

DracoFoam

Infekt Ferse



Anatomische 3D-Passform, durch seitliche Einschnitte noch individuell anpassbar

Für die Ferse

Enthält Polyhexanid. Für infizierte, mäßig bis stark exsudierende Wunden an Ferse oder Ellenbogen.

Wundheilungsphase: Exsudation bis Granulation
Wundstadium: Fibrinbelag, Nekrose, Infektion, Granulation
Exsudatmenge: stark bis mäßig
Wundtiefe: mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebung: nicht intakt bis intakt

Tragedauer unter ärztlicher Beobachtung bis zu 7 Tage.

Artikel	Inhalt	PZN
DracoFoam Infekt Ferse		
anatomische Passform	5 Stück	10317643

DracoFoam

Infekt haft



Polyhexanidhaltige Schaumstoffwundauflage mit Hafrand für infizierte Wunden

Mit Hafrand

Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage mit Polyhexanid zur Aufnahme und Abdampfung überschüssigen Exsudats infizierter Problemwunden mit intakter Wundumgebungshaut.

Wundheilungsphase: Exsudation bis Granulation
Wundstadium: Infektion, Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Exsudatmenge: stark bis mäßig
Wundtiefe: mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebung: intakt

Nur für Wunden mit intakter Wundumgebungshaut.
 Tragedauer unter ärztlicher Beobachtung bis zu 7 Tage.

Artikel (Max. Wundgröße)	Inhalt	PZN
DracoFoam Infekt haft		
5 x 5 cm (2,2 x 2,2 cm)	10 Stück	11300219
7,5 x 7,5 cm (4,5 x 4,5 cm)	10 Stück	07730635
10 x 10 cm (6,1 x 6,1 cm)	10 Stück	10084110
12,5 x 12,5 cm (8 x 8 cm)	10 Stück	07730658

Schaumstoffwundauflage für infizierte Wunden

DracoFoam

Infekt haft sensitiv



Polyhexanidhaltige Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Haftrand für infizierte Wunden mit fragiler Haut



Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage mit Polyhexanid zur Aufnahme und Abdampfung überschüssigen Exsudats infizierter Problemwunden mit nicht intakter bis intakter Wundumgebungshaut.

Wundheilungsphase: Exsudation bis Granulation
Wundstadium: Fibrinbelag, Nekrose, Infektion, Granulation
Exsudatmenge: stark bis mäßig
Wundtiefe: mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebung: fragil bis intakt

Tragedauer unter ärztlicher Beobachtung bis zu 7 Tage.

Artikel (Max. Wundgröße)	Inhalt	PZN
DracoFoam Infekt haft sensitiv		
7,5 x 7,5 cm (3,8 x 3,8 cm)	10 Stück	15623296
10 x 10 cm (6,4 x 6,4 cm)	10 Stück	15623304
12,5 x 12,5 cm (8,7 x 8,7 cm)	10 Stück	15623310

Superabsorbierende Wundauflage

DracoSuperabsorber

Stark absorbierende Wundauflage für sehr stark exsudierende Wunden



Zur Bewältigung überschüssigen Exsudats akuter und chronischer Problemwunden. Schließt es sicher im Inneren als Gel ein.

Wundheilungsphase: Exsudation bis Granulation
Wundstadium: Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Exsudatmenge: sehr stark bis stark
Wundtiefe: mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebung: nicht intakt bis intakt

Idealfuchte Wundversorgung. Schutz des Wundrandes, der Kleidung und Wäsche, auch unter Kompression.

Artikel	Inhalt	PZN
DracoSuperabsorber		
10 x 10 cm	10 Stück	16086423
10 x 20 cm	10 Stück	16086446

Alginatekompresse

DracoAlgin



Alginatekompresse zur Reinigung und Reduktion der Wundtiefe

Alginatekompresse zur Reinigung und Reduktion der Wundtiefe chronischer und akuter Problemwunden.

Wundheilungsphase:	Exsudation bis Granulation
Wundstadium:	Fibrinbelag, Nekrose, Infektion, Granulation
Exsudatmenge:	stark bis mäßig
Wundtiefe:	tief bis oberflächlich
Wundumgebung:	intakt, nicht über den Wundrand hinaus anwenden

Tragedauer je nach Wundzustand und Exsudatmenge bis zu 7 Tage. Einsatz im Falle einer Wundinfektion unter ärztlicher Aufsicht.

Artikel	Inhalt	PZN
DracoAlgin		
5 x 5 cm	10 Stück	13858003
10 x 10 cm	10 Stück	01003785

Faserverbände

DracoHydrofaser

Gelbildender Faserverband



Stark absorbierender, gelbildender Faserverband für chronische und akute Problemwunden.

Wundheilungsphase:	Exsudation bis Granulation
Exsudatmenge:	stark bis mäßig
Wundtiefe:	tief bis oberflächlich
Wundumgebung:	kann über den Wundrand hinaus angewendet werden

Tragedauer je nach Wundzustand und Exsudatmenge bis zu 7 Tage. Kann helfen, die Bakterienanzahl im Falle einer Wundinfektion zu vermindern, enthält jedoch keine antimikrobiellen Substanzen.

Artikel	Inhalt	PZN
DracoHydrofaser		
5 x 5 cm	10 Stück	16536613
10 x 10 cm	10 Stück	12554471

Hydrokolloide

DracoHydro

Hydrokolloide Wundauflage



Hydrokolloide Wundauflage zur Förderung der Granulation und des autolytischen Debridements chronischer und akuter Problemwunden.

Wundheilungsphase:	Exsudation bis Granulation
Wundstadium:	Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Exsudatmenge:	schwach bis mäßig
Wundtiefe:	oberflächlich
Wundumgebung:	intakt

Artikel	Inhalt	PZN
DracoHydro		
5 x 5 cm	10 Stück	13879212
10 x 10 cm	10 Stück	02745402

Hydrokolloide dünn

DracoHydro dünn

Dünne hydrokolloide Wundauflage



Dünne hydrokolloide Wundauflage zum Schutz des Epithelgewebes chronischer und akuter Problemwunden.

Wundheilungsphase:	Epithelisierung
Wundstadium:	Fibrinbelag, Nekrose, Epithelisierung
Exsudatmenge:	keine bis schwach
Wundtiefe:	oberflächlich
Wundumgebung:	intakt

Nicht für infizierte Wunden!

Artikel	Inhalt	PZN
DracoHydro dünn		
5 x 5 cm	10 Stück	13879229
10 x 10 cm	10 Stück	02065446

Wundkontaktauflagen

DracoTüll

Silikon



Silikonbeschichtete Wundauflage

Beidseitig silikonisierte Wundkontaktauflage zum Schutz besonders empfindlicher chronischer und akuter Problemwunden in kombinierter Versorgung.

Wundheilungsphase:	Exsudation bis Epithelisierung
Wundstadium:	Fibrinbelag, Nekrose, Granulation, Epithelisierung
Exsudatmenge:	stark bis trocken
Wundtiefe:	oberflächlich
Wundumgebung:	nicht intakt bis intakt

Artikel	Inhalt	PZN
DracoTüll Silikon		
5 x 5 cm	10 Stück	09515160
10 x 10 cm	10 Stück	08839788

Preisvergleich

Preise vergleichen. Regress vermeiden.



* Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um die Abrechnungspreise der vdek-Kassen nach dem Arzneimittelliefervertrag (Bund) Apothekerverbände; Stand Lautertaxi 01.01.2023. Um einen objektiven Preisvergleich darzustellen, haben wir die Packungspreise der jeweils nächst verfügbaren Packungen mit kleineren und/oder größeren Stückzahlen auf einen Packungsinhalt mit jeweils 10 Stück umgerechnet. ALLEVYN non Adhesive 10 x 10 cm Wundverband PZN: 16222317 (10 Stück), Mepilex 10 x 12 cm PZN: 01603338 (5 Stück), Suprasorb P.n. klebend 10 x 10 cm PZN: 07402345 (8 Stück), Aquacel Foam n.adhäsiv 10 x 10 cm PZN: 08999799 (10 Stück), Biatain Schaumverband nicht haftend 10 x 10 cm PZN: 00568232 (10 Stück), PermaFoam 10 x 10 cm PZN: 15744545 (10 Stück), Tegaderm Foam Verband FK 10 x 10 cm PZN: 06917159 (10 Stück), DracoFoam 10 x 10 cm PZN: 04350429 (10 Stück). Der Abrechnungspreis kann für andere Kassen und nach anderen Verträgen differieren. Die Wirtschaftlichkeit der Versorgung hängt auch von der individuellen Entscheidung des Arztes über die Länge der Wechselintervalle ab. Verbandmittelverordnungen unterliegen der Wirtschaftlichkeitsprüfung, die zu Regressen führen kann.

Wundversorgung muss nicht teuer sein – unser Preisvergleich schafft Transparenz in der Modernen Wundversorgung.

Gut und günstig! Wie das geht:

- ✓ Verzicht auf teuren Praxis-Außendienst
- ✓ Schlanke Kostenstruktur im Unternehmen
- ✓ Geringere Rendite-Erwartungen als Großkonzerne



Vergleichen Sie unsere aktuellen Preise:
www.draco.de/preisvergleich



Sie sind auf Facebook? Prima, wir auch. Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/DRACOWundversorgung



Auch auf Instagram finden Sie stets aktuell hilfreiche Tipps, Hinweise zu Produkten und Informationen rund um die moderne Wundversorgung:
www.instagram.com/dracowundversorgung



Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal und erweitern Sie Ihr Wundwissen:
www.youtube.com/c/draco-wundversorgung



Ihr Partner in der Wundversorgung