

Problemwunden phasengerecht versorgen

DracoFoam

Infekt haft

Wundheilungsphase Exsudation bis Granulation
Exsudatmenge stark bis mäßig
Wundstadium Infektion, Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Wundtiefe mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebungshaut intakt
Tragedauer unter ärztlicher Beobachtung bis zu 7 Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 5 x 5 cm PZN 11300219
 7,5 x 7,5 cm PZN 07730635
 10 x 10 cm PZN 10084110
 12,5 x 12,5 cm PZN 07730658

DracoFoam

Infekt haft sensitiv

Wundheilungsphase Exsudation bis Granulation
Exsudatmenge stark bis mäßig
Wundstadium Fibrinbelag, Nekrose, Infektion, Granulation
Wundtiefe mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebungshaut fragil bis intakt
Tragedauer unter ärztlicher Beobachtung bis zu 7 Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 7,5 x 7,5 cm PZN 15623296
 10 x 10 cm PZN 15623304
 12,5 x 12,5 cm PZN 15623310

DracoFoam

Infekt

Wundheilungsphase Exsudation bis Granulation
Exsudatmenge stark bis mäßig
Wundstadium Fibrinbelag, Nekrose, Infektion, Granulation
Wundtiefe mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebungshaut nicht intakt bis intakt
Tragedauer unter ärztlicher Beobachtung bis zu 7 Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 5 x 5 cm PZN 10317608
 10 x 10 cm PZN 10317614
 10 x 20 cm PZN 10317620
 20 x 20 cm PZN 10317637

DracoFoam

Infekt Ferse



Steril • 5 Stück pro Packung
 Anatomische 3D-Passform
 PZN 10317643

DracoFoam

haft

Wundheilungsphase Exsudation bis Granulation
Exsudatmenge stark bis mäßig
Wundstadium Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Wundtiefe mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebungshaut intakt
Tragedauer bis zu 7 Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 5 x 5 cm PZN 10003146
 7,5 x 7,5 cm PZN 06733293
 10 x 10 cm PZN 10003123
 12,5 x 12,5 cm PZN 06681550

DracoFoam

haft sensitiv

Wundheilungsphase Exsudation bis Granulation
Exsudatmenge stark bis mäßig
Wundstadium Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Wundtiefe tief bis oberflächlich
Wundumgebungshaut fragil bis intakt
Tragedauer bis zu 7 Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 5 x 5 cm PZN 11376174
 7,5 x 7,5 cm PZN 10342078
 10 x 10 cm PZN 10342115
 12,5 x 12,5 cm PZN 10342144
 12 x 22 cm PZN 17438031
 17 x 17 cm PZN 17438048
 19 x 19 cm PZN 17438054

DracoFoam

Wundheilungsphase Exsudation bis Granulation
Exsudatmenge stark bis sehr stark
Wundstadium Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Wundtiefe mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebungshaut intakt, nicht intakt, empfindlich/fragil, mazerier
Tragedauer bis zu 7 Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 5 x 5 cm PZN 07415075
 10 x 10 cm PZN 04350429
 10 x 20 cm PZN 06836544
 20 x 20 cm PZN 03693587

DracoFoam

Ferse



Steril • 5 Stück pro Packung
 Anatomische 3D-Passform
 PZN 05484669

DracoHydro

Wundheilungsphase Exsudation bis Granulation
Exsudatmenge schwach bis mäßig
Wundstadium Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Wundtiefe oberflächlich
Wundumgebungshaut intakt
Tragedauer 3 bis 4 Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 5 x 5 cm PZN 13879212
 10 x 10 cm PZN 02745402

DracoHydro

dünn

Wundheilungsphase Epithelisierung
Exsudatmenge keine bis schwach
Wundstadium Fibrinbelag, Nekrose, Epithelisierung
Wundtiefe oberflächlich
Wundumgebungshaut intakt
Tragedauer 4 bis 6 Tage, nicht weniger als 2 Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 5 x 5 cm PZN 13879229
 10 x 10 cm PZN 02065446

DracoTüll

Silikon

Wundheilungsphase Exsudation bis Epithelisierung
Exsudatmenge stark bis trocken
Wundstadium Fibrinbelag, Nekrose, Granulation, Epithelisierung
Wundtiefe oberflächlich
Wundumgebungshaut nicht intakt bis intakt
Tragedauer mehrere Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 5 x 5 cm PZN 09515160
 10 x 10 cm PZN 08839788

DracoHydrofaser

Wundheilungsphase Exsudation bis Granulation
Exsudatmenge stark bis mäßig
Wundstadium Fibrinbelag, Nekrose, Infektion, Granulation
Wundtiefe tief bis oberflächlich
Wundumgebungshaut kann über den Wundrand hinaus angewendet werden
Tragedauer unter ärztlicher Beobachtung bis zu 7 Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 5 x 5 cm PZN 16536613
 10 x 10 cm PZN 12554471

DracoSuperabsorber

Wundheilungsphase Exsudation bis Granulation
Exsudatmenge sehr stark bis stark
Wundstadium Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Wundtiefe mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebungshaut nicht intakt bis intakt
Tragedauer mehrere Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 10 x 10 cm PZN 16086423
 10 x 20 cm PZN 16086446

DracoFoam

Zehenkappe

Wundheilungsphase Exsudation bis Granulation
Exsudatmenge mäßig bis schwach
Wundstadium Fibrinbelag, Nekrose, Granulation
Wundtiefe mitteltief bis oberflächlich
Wundumgebungshaut nicht intakt bis intakt
Tragedauer bis zu 7 Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 Klein (Umfang 5,6 cm) PZN 12543361
 Mittel (Umfang 8,6 cm) PZN 15621305
 Groß (Umfang 10,6 cm) PZN 12543378

DracoAlgin

Wundheilungsphase Exsudation bis Granulation
Exsudatmenge stark bis mäßig
Wundstadium Fibrinbelag, Nekrose, Infektion, Granulation
Wundtiefe tief bis oberflächlich
Wundumgebungshaut intakt, nicht über den Wundrand hinaus aufliegen
Tragedauer unter ärztlicher Beobachtung bis zu 7 Tage



Steril • 10 Stück pro Packung
 5 x 5 cm PZN 13858003
 10 x 10 cm PZN 01003785

Preise vergleichen und Regress vermeiden:




www.draco.de/preisvergleich

Zur sicheren Fixierung

DracoFixiermull

stretch

- Sichere Fixierung von Wundauflagen auch an schwierigen Körperpartien (Ferse, Ellenbogen, Sakralbereich etc.)
- Hypoallergen
- Schnelle und einfache Handhabung
- Easy-Fix-Flügel



10 cm x 2 m PZN 12548476
 15 cm x 2 m PZN 12548499
 10 cm x 10 m PZN 12548482
 15 cm x 10 m PZN 12548513

DracoFixiermull

waterproof

- Wasserdicht – perfekt zum Duschen
- Transparent – ermöglicht die Beobachtung der Wundumgebungshaut
- Keim-, bakterien- und flüssigkeitsdicht
- 1-2-3 Fix Folie



10 cm x 2 m PZN 16890088
 10 cm x 10 m PZN 16890094
 15 cm x 10 m PZN 16890102

DracoFixiermull




































































sensitiv

- Sanft haftend – ideal für empfindliche Haut
- Konstante Klebekraft – lässt sich sanft entfernen und bei Bedarf neu positionieren
- Hoher Tragekomfort – anschiessam wie eine zweite Haut
- Easy-Fix-Flügel



10 cm x 1 m PZN 16890059
 10 cm x 5 m PZN 16890065
 15 cm x 5 m PZN 16890071

DRACO® Therapieschema für Problemwunden



Wundstadium	Exsudatmenge	Wundtiefe	Wundrand	Geeignetes Produkt	Therapieziel
kritisch kolonisiert/ lokal infiziert 				 DracoFoam Infekt haft	<ul style="list-style-type: none"> • Bekämpfung von Wundinfektionen • Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden • Einsatz unter Kompressionstherapie
				 DracoFoam Infekt haft sensitiv	
				 DracoFoam Infekt Ferse	
				 DracoAlgin  DracoHydrofaser	
nekrotisch 				 DracoFoam haft	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden • Granulationsförderung • Einsatz unter Kompressionstherapie
				 DracoFoam haft sensitiv	
				 DracoFoam Zehenkappe	
				 DracoSuperabsorber	
fibrinös 				 DracoFoam haft	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden • Granulationsförderung • Einsatz unter Kompressionstherapie
				 DracoFoam haft sensitiv	
				 DracoFoam Zehenkappe	
				 DracoAlgin  DracoHydrofaser	
				 DracoHydro	
			 DracoSuperabsorber		
granulierend 				 DracoFoam haft	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden • Granulationsförderung • Einsatz unter Kompressionstherapie
				 DracoFoam haft sensitiv	
				 DracoFoam Zehenkappe	
				 DracoHydro	
			 DracoSuperabsorber		
epithelisierend 				 DracoHydro dünn	<ul style="list-style-type: none"> • Versorgung gering exsudierender Wunden • Förderung, Schutz und Stabilisierung des Epithelgewebes
				 DracoTüll Silikon	<ul style="list-style-type: none"> • Schutz des Wundgrundes und der Wundumgebungshaut vor Verklebung mit Sekundärverbänden bei stark exsudierenden bis trockenen Wunden

Exsudation




-  sehr stark exsudierend
-  stark exsudierend
-  mäßig exsudierend

-  gering exsudierend
-  trocken

Wundtiefe

-  tiefe Wunden
-  oberflächliche Wunden

Wundrand

-  nicht über Wundrand hinaus auflegen/auftragen
-  Wundumgebungshaut nicht intakt
-  Wundumgebungshaut intakt

