

gültig ab

07/26

Mit vielen neuen
Produkten!

PRODUKT *Broschüre*

Wundversorgung | Sportmedizin | Okklusionstherapie



**WUNDEN.
BEZAHLBAR.
HEILEN.**

Wundversorgung
mit DRACO



**NEU! DracoFoam
Infekt Pro**



PIRATOPLAST

Dr. Ausbüttel



Arbeit, die verbindet

Hinter den Marken DRACO und Piratoplast stehen über 250 Menschen mit dem Ziel, Wunden bezahlbar zu heilen und wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem Engagement zu verbinden.

Enge Zusammenarbeit mit Ihnen bildet die Grundlage für praxisnahe Innovationen. Anforderungen aus dem Alltag fließen direkt in die Entwicklung ein – für Lösungen, die wirklich gebraucht werden.

Seit über 130 Jahren entwickeln wir uns von einem kleinen Verbandmittelhersteller zu einem mittelständischen Medizintechnik-Familienunternehmen im Ruhrgebiet. Keine gewinnmaximierenden Konzernstrukturen, sondern starkes Wachstum, für ein gemeinsames Ziel: Wunden bezahlbar heilen.

Tradition trifft Innovation

Tradition bedeutet für uns Erfahrung. Innovation bedeutet, Lösungen für Ihren Alltag besser zu machen. Deshalb entwickeln wir nicht nur Produkte, sondern auch digitale Lösungen: von der DRACO WundDoku App, bis zur Lernplattform DRACO WUNDE+.

Ein innovatives deutsches Familienunternehmen

Hochleistung für Menschen, die uns brauchen

Sie verlassen sich jeden Tag auf unsere Produkte. Warum wir für Dr. Ausbüttel arbeiten ist deshalb für uns klar:

1. Der Kunde steht an erster Stelle

Gemeinsam mit Kunden entwickeln wir Lösungen, die Wundversorgung einfacher und bezahlbar machen.

2. Wirtschaftlicher Erfolg bedeutet Verantwortung

20 % unseres Gewinns fließen in soziale Projekte. Unsere Mitarbeitenden engagieren sich jedes Jahr über 2.000 Stunden – für Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinderung und benachteiligte Senioren.

3. Arbeit braucht Sinn

Wir arbeiten leidenschaftlich, übernehmen Verantwortung und entwickeln uns kontinuierlich weiter – fachlich und persönlich. Unsere Produkte werden in Europa hergestellt und gemeinsam mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung verpackt. Nicht als Zusatz, sondern als Teil unseres Verständnisses von Zusammenarbeit. Am Ende zählt, dass unser Handeln einen Unterschied macht. Für Sie. Für die Patienten. Für die Gesellschaft.



„Ich wünsche mir,
mehr gesehen zu werden“

Steffen, einer unserer Kollegen
aus einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung.

Bis zu 1.100 Menschen in 15 Werkstätten für Menschen mit Behinderung verpacken unsere Produkte.



Mehr Information auf: www.drausbuettel.de



Mein Partner in der Wundversorgung

INHALTS Verzeichnis

Moderne Wundversorgung

Schaumstoffwundauflagen für infizierte Wunden

	Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
NEU	DracoFoam Infekt Pro, steril				
	5 cm x 5 cm	10 Stück	19964031	14012	13
	10 cm x 10 cm	10 Stück	19964143	14013	13
	10 cm x 20 cm	10 Stück	19964166	14014	13
	18 cm x 18 cm	10 Stück	19964077	14015	13
NEU	DracoFoam Infekt Pro haft, steril, Hafttrand mit Polyacrylat-Kleber				
	5 cm x 5 cm	10 Stück	19964114	14018	13
	7,5 cm x 7,5 cm	10 Stück	19964054	14017	13
	10 cm x 10 cm	10 Stück	19964120	14019	13
	12,5 cm x 12,5 cm	10 Stück	19964083	14020	13
NEU	DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv, steril, Hafttrand mit Silikonkleber				
	7,5 cm x 7,5 cm	10 Stück	19964048	14021	13
	10 cm x 10 cm	10 Stück	19964137	14022	13
	12,5 cm x 12,5 cm	10 Stück	19964172	14023	13
	DracoFoam Infekt, steril				
	5 cm x 5 cm	10 Stück	10317608	13942	14
	10 cm x 10 cm	10 Stück	10317614	13943	14
	10 cm x 20 cm	10 Stück	10317620	13944	14
	20 cm x 20 cm	10 Stück	10317637	13945	14
	DracoFoam Infekt Ferse, steril				
	anatomische Passform	5 Stück	10317643	13946	14
	DracoFoam Infekt haft, steril, Hafttrand mit Polyacrylat-Kleber				
	5 cm x 5 cm	10 Stück	11300219	13924	14
	7,5 cm x 7,5 cm	10 Stück	07730635	13926	14
	10 cm x 10 cm	10 Stück	10084110	13925	14
	12,5 cm x 12,5 cm	10 Stück	07730658	13927	14
	DracoFoam Infekt haft sensitiv, steril, Hafttrand mit Silikonkleber				
	7,5 cm x 7,5 cm	10 Stück	15623296	13957	15
	10 cm x 10 cm	10 Stück	15623304	13958	15
	12,5 cm x 12,5 cm	10 Stück	15623310	13959	15

Schaumstoffwundauflagen für nicht infizierte Wunden

	Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
	DracoFoam, steril				
	5 cm x 5 cm	10 Stück	07415075	13938	15
	5 cm x 30 cm	10 Stück	19239376	13979	15
	10 cm x 10 cm	10 Stück	04350429	13930	15
	10 cm x 20 cm	10 Stück	06836544	13934	15
	20 cm x 20 cm	10 Stück	03693587	13932	15
	20 cm x 20 cm Multishape	10 Stück	19239382	100084	15
	20 cm x 50 cm	10 Stück	19441089	13978	15
	30 cm x 30 cm	10 Stück	19441095	100080	15
NEU	3 cm x 4 cm (oval)	10 Stück	19897731	100170	15
NEU	12 cm x 8 cm (oval)	10 Stück	19897748	100171	15
NEU	16 cm x 6 cm (oval)	10 Stück	19897754	100172	15
	DracoFoam easyfix, steril, mit Silikonstreifen				
	5 cm x 5 cm	10 Stück	19156822	170001	16
	10 cm x 10 cm	10 Stück	19156839	170002	16
	10 cm x 20 cm	10 Stück	19156845	170003	16
	20 cm x 20 cm	10 Stück	19156851	170004	16

DracoFoam Ferse , steril				
anatomische Passform	5 Stück	05484669	13936	16
DracoFoam Ferse haft , steril				
anatomische Passform	5 Stück	19964108	139361	16
DracoFoam Sakral , steril, mit Haftrandkombination aus Acrylat- und Silikonkleber				
klein, 17,5 cm x 14,5 cm	10 Stück	18712020	100110	18
groß, 22,5 cm x 19,5 cm	10 Stück	18712037	100111	18
DracoFoam haft , steril, Hafttrand mit Polyacrylat-Kleber				
5 cm x 5 cm	10 Stück	10003146	13928	18
7,5 cm x 7,5 cm	10 Stück	06733293	13933	18
10 cm x 10 cm	10 Stück	10003123	13929	18
12,5 cm x 12,5 cm	10 Stück	06681550	13935	18
DracoFoam haft sensitiv , steril, Hafttrand mit Silikonkleber				
5 cm x 5 cm	10 Stück	11376174	13952	18
7,5 cm x 7,5 cm	10 Stück	10342078	13947	18
10 cm x 10 cm	10 Stück	10342115	13948	18
12 cm x 22 cm	10 Stück	17438031	13966	18
12,5 cm x 12,5 cm	10 Stück	10342144	13949	18
17 cm x 17 cm	10 Stück	17438048	13967	18
19 cm x 19 cm	10 Stück	17438054	13968	18

Dünne Schaumstoffwundauflagen für Zehen

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoFoam Zehenkappe , steril, anatomische Passform				
klein, Umfang 5,6 cm	10 Stück	12543361	13991	19
mittel, Umfang 8,6 cm	10 Stück	15621305	13993	19
groß, Umfang 10,6 cm	10 Stück	12543378	13992	19

Superabsorbierende Wundauflagen

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoSuperabsorber , steril				
10 cm x 10 cm	10 Stück	16086423	13918	19
10 cm x 20 cm	10 Stück	16086446	13919	19
20 cm x 20 cm	10 Stück	16756125	13916	19
20 cm x 30 cm	10 Stück	16756131	13917	19

Hydrofaser

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoHydrofaser , steril				
5 cm x 5 cm	10 Stück	16536613	13914	20
10 cm x 10 cm	10 Stück	12554471	13915	20
10 cm x 20 cm	10 Stück	19555261	13913	20
20 cm x 20 cm	10 Stück	20170069	13912	20

Alginatewundauflagen

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoAlgin , steril				
5 cm x 5 cm	10 Stück	13858003	13911	20
10 cm x 10 cm	10 Stück	01003785	13910	20

Wunddistanzgitter

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoTüll Silikon , steril, silikonbeschichtet				
5 cm x 5 cm	10 Stück	09515160	13974	21
10 cm x 10 cm	10 Stück	08839788	13975	21
10 cm x 20 cm	10 Stück	16632498	13976	21
20 cm x 20 cm	10 Stück	16632506	13977	21

Hydrokolloide Wundauflagen

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoHydro, steril				
5 cm x 5 cm	10 Stück	13879212	13955	21
10 cm x 10 cm	10 Stück	02745402	13950	21
DracoHydro dünn, steril				
5 cm x 5 cm	10 Stück	13879229	13965	21
10 cm x 10 cm	10 Stück	02065446	13960	21

Klassische Wundversorgung

Mullkompressen

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoFix Mullkompressen, steril				
8-fach 5 cm x 5 cm	5 x 2 Stück	02358674	13505	24
5 cm x 5 cm	25 x 2 Stück	03388097	13506	24
7,5 cm x 7,5 cm	5 x 2 Stück	02358697	13515	24
7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stück	03388105	13516	24
10 cm x 10 cm	5 x 2 Stück	02358711	13525	24
10 cm x 10 cm	25 x 2 Stück	03388111	13526	24
DracoFix Mullkompressen, unsteril				
8-fach 5 cm x 5 cm	100 Stück	02268480	13501	24
7,5 cm x 7,5 cm	100 Stück	02268505	13511	24
10 cm x 10 cm	100 Stück	01980621	13521	24
12-fach 10 cm x 10 cm	100 Stück	01980638	13522	24
10 cm x 20 cm	100 Stück	04586439	13530	24

Vlieskompressen

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
Draco Vlieskompressen, steril				
4-fach 7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stück	00679316	13575	25
10 cm x 10 cm	25 x 2 Stück	00679291	13578	25
Draco Vlieskompressen, unsteril				
4-fach 5 cm x 5 cm	100 Stück	00571398	13562	25
7,5 cm x 7,5 cm	100 Stück	00571406	13565	25
10 cm x 10 cm	100 Stück	00571412	13568	25
8-fach 10 cm x 10 cm	100 Stück	04220721	13598	25

Schlitzkompressen

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
Draco Mull-Schlitzkompressen, steril				
12-fach 5 cm x 5 cm	25 x 2 Stück	00816204	13552	25
7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stück	07574460	13555	25
10 cm x 10 cm	25 x 2 Stück	07574477	13558	25
Draco Vlies-Schlitzkompressen, steril				
4-fach 5 cm x 5 cm	25 x 2 Stück	00749034	13582	25
7,5 cm x 7,5 cm	25 x 2 Stück	00749028	13585	25
10 cm x 10 cm	25 x 2 Stück	00749040	13588	25

Saugkompressen

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
Draco Saugkompressen, steril				
10 cm x 10 cm	25 Stück	01687275	13496	26
10 cm x 20 cm	25 Stück	01687329	13497	26
20 cm x 20 cm	15 Stück	06563141	13498	26
20 cm x 40 cm	5 Stück	06563158	13499	26

Draco Saugkompressen, unsteril				
10 cm x 10 cm	30 Stück	00948779	13396	26
10 cm x 20 cm	30 Stück	00948785	13397	26
20 cm x 20 cm	30 Stück	00948791	13398	26
20 cm x 40 cm	30 Stück	00948816	13399	26

Fixierbinden

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoSumbi , cellophaniert, Abgabe jeweils zu 20 Stück				
4 cm x 4 m	1 Stück	01661531	15504	26
6 cm x 4 m	1 Stück	01661548	15506	26
8 cm x 4 m	1 Stück	01661554	15508	26
10 cm x 4 m	1 Stück	01661560	15510	26
DracoSumbi , Ärztepackung				
6 cm x 4 m	20 Stück	02163700	15606	26
8 cm x 4 m	20 Stück	02163717	15608	26
8 cm x 4 m	100 Stück	01980791	15628	26
10 cm x 4 m	20 Stück	02163723	15610	26
10 cm x 4 m	50 Stück	01980822	15630	26
DracoElfi , cellophaniert, Abgabe jeweils zu 20 Stück				
4 cm x 4 m	1 Stück	00736132	15204	27
6 cm x 4 m	1 Stück	00736161	15206	27
8 cm x 4 m	1 Stück	00736190	15208	27
10 cm x 4 m	1 Stück	00736209	15210	27
DracoElfi , Ärztepackung				
4 cm x 4 m	20 Stück	00736267	15304	27
6 cm x 4 m	20 Stück	00736273	15306	27
8 cm x 4 m	20 Stück	00736936	15308	27
10 cm x 4 m	20 Stück	00736942	15310	27
12 cm x 4 m	20 Stück	00737025	15312	27

Kohäsive Fixierbinden

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoElfi haft color , kohäsiv, cellophaniert				
rot 6 cm x 4 m	1 Stück	09780229	15226-R	27
8 cm x 4 m	1 Stück	09780241	15228-R	27
10 cm x 4 m	1 Stück	09780264	15230-R	27
blau 4 cm x 4 m	1 Stück	09780206	15224-B	27
6 cm x 4 m	1 Stück	09780212	15226-B	27
8 cm x 4 m	1 Stück	09780235	15228-B	27
10 cm x 4 m	1 Stück	09780258	15230-B	27
DracoElfi haft weiß , kohäsiv, Ärztepackung				
10 cm x 20 m	8 Stück	19136340	15220-W	27

Klebende Fixierungen

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoFixiermull stretch				
10 cm x 2 m	1 Stück	12548476	13240	28
15 cm x 2 m	1 Stück	12548499	13242	28
10 cm x 10 m	1 Stück	12548482	13241	28
15 cm x 10 m	1 Stück	12548513	13243	28
DracoFixiermull sensitiv				
10 cm x 1 m	1 Stück	16890059	13270	29
10 cm x 5 m	1 Stück	16890065	13271	29
15 cm x 5 m	1 Stück	16890071	13272	29
DracoFixiermull waterproof				
10 cm x 2 m	1 Stück	16890088	13250	29
10 cm x 10 m	1 Stück	16890094	13251	29
15 cm x 10 m	1 Stück	16890102	13253	29

DracoSilk, Einzelpackung mit Banderole				
Rollenpflaster 1,25 cm x 5 m	1 Stück	03767759	18042	29
Rollenpflaster 2,5 cm x 5 m	1 Stück	03767742	18043	29
DracoSilk, Ärztepackung				
Rollenpflaster 1,25 cm x 5 m	24 Stück	14171076	18052	29
Rollenpflaster 2,5 cm x 5 m	12 Stück	14171082	18053	29

Sterile Wundverbände

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoPor sensitiv, weiß, steril				
5 cm x 7,2 cm	3 Stück	17183111	14822	30
5 cm x 7,2 cm	25 Stück	19075963	14852	30
8 cm x 10 cm	3 Stück	17183128	14832	30
8 cm x 10 cm	25 Stück	19075986	14862	30
8 cm x 15 cm	3 Stück	17183134	14842	30
8 cm x 15 cm	20 Stück	19075992	14872	30
DracoPor soft, weiß, steril				
3,8 cm x 3,8 cm	10 Stück	10713787	13835	31
3,8 cm x 3,8 cm	50 Stück	10713818	13838	31
5 cm x 7,2 cm	5 Stück	02027032	13872	31
5 cm x 7,2 cm	25 Stück	01424788	13875	31
5 cm x 7,2 cm	50 Stück	12749097	13802	31
8 cm x 10 cm	5 Stück	02027003	13882	31
8 cm x 10 cm	25 Stück	01424771	13885	31
8 cm x 10 cm	50 Stück	12749105	13844	31
8 cm x 15 cm	5 Stück	09763366	13861	31
8 cm x 15 cm	20 Stück	12749111	13812	31
9 cm x 25 cm	3 Stück	19351222	138110	31
9 cm x 25 cm	20 Stück	19351251	138115	31
10 cm x 20 cm	5 Stück	09763389	13862	31
10 cm x 20 cm	20 Stück	12749128	13823	31
15 cm x 15 cm	5 Stück	14167488	13846	31
15 cm x 15 cm	25 Stück	14167494	13847	31
DracoPor soft, hautfarben, steril				
3,8 cm x 3,8 cm	10 Stück	10713824	13855	31
3,8 cm x 3,8 cm	50 Stück	10713830	13858	31
5 cm x 7,2 cm	5 Stück	02577703	13876	31
5 cm x 7,2 cm	25 Stück	06887731	13878	31
5 cm x 7,2 cm	50 Stück	12749134	13803	31
8 cm x 10 cm	5 Stück	02577790	13886	31
8 cm x 10 cm	25 Stück	06887872	13888	31
8 cm x 10 cm	50 Stück	12749163	13854	31
DracoPor waterproof, transparent, steril				
3,8 cm x 3,8 cm	10 Stück	10713876	13101	31
3,8 cm x 3,8 cm	50 Stück	10713882	13105	31
5 cm x 7,2 cm	5 Stück	03030349	13111	31
5 cm x 7,2 cm	25 Stück	00114092	13115	31
5 cm x 7,2 cm	50 Stück	12749186	13119	31
8 cm x 10 cm	5 Stück	03030214	13121	31
8 cm x 10 cm	25 Stück	00114264	13125	31
8 cm x 10 cm	50 Stück	12749192	13129	31
8 cm x 15 cm	5 Stück	08906645	13131	31
8 cm x 15 cm	20 Stück	12749200	13135	31
9 cm x 25 cm	3 Stück	19351239	13161	31
9 cm x 25 cm	20 Stück	19351274	13165	31
10 cm x 20 cm	5 Stück	08906668	13141	31
10 cm x 20 cm	20 Stück	12749217	13145	31
15 cm x 15 cm	5 Stück	14167465	13151	31
15 cm x 15 cm	25 Stück	14167471	13155	31

Zuschnitt-Pflaster

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoPlast classic weiß				
4 cm x 10 cm	10 Stück	19280870	180740	32
6 cm x 10 cm	10 Stück	19280864	180760	32
8 cm x 10 cm	10 Stück	19280858	180780	32
DracoPlast classic				
4 cm x 10 cm	10 Stück	09513534	18174	32
6 cm x 10 cm	10 Stück	09513540	18176	32
8 cm x 10 cm	10 Stück	09513557	18178	32

Pflaster-Strips

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoPlast classic weiß				
in 2 Größen sortiert	20 Stück	19280887	180700	32
DracoPlast classic				
in 2 Größen sortiert	20 Stück	12749080	181720	32

Spezialpflaster

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoPlast soft Rundpflaster				
hautfarben, Ø 22 mm	20 Stück	09513563	18072	33
DracoPlast classic Fingerverband				
	10 Stück	09920883	18088	33
DracoPlast waterproof Fingerkuppen-Verband				
	10 Stück	09513586	18073	33
DracoPlast FingerFix, auf sich selbst haftender Fingerverband				
rot 2,5 cm x 4,5 m gedehnt*	1 Stück	14296576	18090-R	33
hautfarben 2,5 cm x 4,5 m gedehnt*	1 Stück	14296553	18090-H	33
blau 2,5 cm x 4,5 m gedehnt*	1 Stück	14296547	18090-B	33
schwarz 2,5 cm x 4,5 m gedehnt*	1 Stück	14296866	18090-S	33

(*2,5 cm x 2 m ungedehnt)

NEU DracoEmotion

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoEmotion Freude	5 Stück	19993104	130510	35
DracoEmotion Glück	5 Stück	19993110	130520	35
DracoEmotion Liebe	5 Stück	19993156	130530	35
DracoEmotion Trost	5 Stück	19993127	130540	35

Kompressionsverbände

Stützverbände

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
Draco Idealbinde, cellophaniert				
6 cm x 5 m	1 Stück	03895256	15406	36
8 cm x 5 m	1 Stück	03895262	15408	36
10 cm x 5 m	1 Stück	03895279	15410	36
Draco Idealbinde, Ärztepackung				
6 cm x 5 m	10 Stück	03895345	15433	36
8 cm x 5 m	10 Stück	03895351	15434	36
10 cm x 5 m	10 Stück	03895368	15435	36
DracoZink, Zinkleimbinde, weiß				
8 cm x 5 m	1 Stück	16567648	14545	36
8 cm x 7 m	1 Stück	03111384	14547	36
10 cm x 5 m	1 Stück	00592029	14555	36
10 cm x 7 m	1 Stück	00592035	14557	36
10 cm x 10 m	1 Stück	00592041	14560	36

Kurzzugbinden

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
DracoLastic kräftig, Einzelfaltschachtel				
6 cm x 5 m	1 Stück	01268880	15006	37
8 cm x 5 m	1 Stück	01268897	15008	37
10 cm x 5 m	1 Stück	01268905	15010	37
DracoLastic kräftig, Ärztepackung				
6 cm x 5 m	10 Stück	03895196	15014	37
8 cm x 5 m	10 Stück	03895204	15015	37
10 cm x 5 m	10 Stück	03895210	15016	37
12 cm x 5 m	10 Stück	03895227	15017	37
DracoLastic Verband				
10 cm x 5 m	1 Set à 2 Binden	01449854	15022	37
DracoLastic Set kräftig, Doppelpack				
8 cm x 5 m und 10 cm x 5 m	1 Set à 2 Binden	02571669	15020	37
DracoLastic haft, kohäsiv				
10 cm x 5 m	1 Stück	02949895	15050	37

Sportmedizin

Tapes

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
Draco KinesiologieTape, elastisch				
pink 5 cm x 5 m	1 Stück	18108672	191030-P	38
rot 5 cm x 5 m	1 Stück	18108666	191030-R	38
türkis 5 cm x 5 m	1 Stück	18108643	191030-T	38
schwarz 5 cm x 5 m	1 Stück	18108689	191030-S	38
Draco SportTape, nicht elastisch				
weiß 2 cm x 10 m	1 Stück	01389069	16101-W	39
3,8 cm x 10 m	1 Stück	00571429	16103-W	39
5 cm x 10 m	1 Stück	02591666	16108-W	39
blau 2 cm x 10 m	1 Stück	02582443	16101-B	39
3,8 cm x 10 m	1 Stück	01389017	16103-B	39
rot 2 cm x 10 m	1 Stück	03931549	16101-R	39
3,8 cm x 10 m	1 Stück	01389023	16103-R	39
gelb 3,8 cm x 10 m	1 Stück	01389046	16103-GE	39
grün 3,8 cm x 10 m	1 Stück	03060505	16103-GR	39
schwarz 3,8 cm x 10 m	1 Stück	03060497	16103-S	39
hautfarben 3,8 cm x 10 m	1 Stück	16623080	16103-H	39


Okklusionspflaster

Augenpflaster zur individuellen Auswahl

Produkt	Inhalt	PZN	Art.-Nr.	Seite
Piratoplast MIX Extra Soft				
klein 65 mm x 48 mm	100 Stück	16037531	MIXXK24	42
groß 75 mm x 57 mm	100 Stück	16037548	MIXXG24	42
extragroß 85 mm x 57 mm	100 Stück	16037554	MIXXXL24	42

MODERNE Wundversorgung


Für jede Wunde das passende DRACO-Produkt



DracoFoam Infekt Pro

NEU

BINDET
BAKTERIEN,
SCHONT IHR
BUDGET!



Jetzt kostenfreies
Muster anfordern!



draco.services/muster-dfip

Das neue DracoFoam Infekt Pro:

- ✓ Wirkstofffrei
- ✓ Bakterien werden dauerhaft gebunden und im Wachstum gehemmt
- ✓ Keimlast wird mit jedem Verbandwechsel reduziert
- ✓ Sicher erstattungsfähig



Mein Partner in der Wundversorgung

NEU

Schaumstoffwundauflagen für infizierte Wunden und Infekt-gefährdete Wunden – wirkstofffrei

Mit bakterienbindendem Netz zur wirkstofffreien Infektionsbekämpfung



Anwendungsgebiet:

- Für flexibles und wirksames Infektionsmanagement
- Versorgung stark bis gering exsudierender Wunden
- Granulationsförderung
- Einsatz unter Kompression



DracoFoam Infekt Pro

Material-/Produktbeschreibung:

Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage mit bakterienbindendem Netz zur Versorgung infizierter sowie Infekt-gefährdeter akuter und chronischer Problemwunden. Verordnungssicher.

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	19964031
10 cm x 10 cm	19964143
10 cm x 20 cm	19964166
18 cm x 18 cm	19964077
jeweils 10 Stück, steril	



DracoFoam Infekt Pro haft

Material-/Produktbeschreibung:

Haftende, stark absorbierende Schaumstoffwundauflage mit bakterienbindendem Netz zur Versorgung infizierter sowie Infekt-gefährdeter akuter und chronischer Problemwunden. Verordnungssicher.

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	19964114
7,5 cm x 7,5 cm	19964054
10 cm x 10 cm	19964120
12,5 cm x 12,5 cm	19964083
jeweils 10 Stück, steril	



DracoFoam Infekt Pro haft sensitiv

Material-/Produktbeschreibung:

Sanft haftende, stark absorbierende Schaumstoffwundauflage mit bakterienbindendem Netz zur Versorgung infizierter sowie Infekt-gefährdeter akuter und chronischer Problemwunden. Verordnungssicher.

Ausführungen	PZN
7,5 cm x 7,5 cm	19964048
10 cm x 10 cm	19964137
12,5 cm x 12,5 cm	19964172
jeweils 10 Stück, steril	



Mein Partner in der Wundversorgung

Schaumstoffwundauflagen für infizierte Wunden – mit Polyhexanid

Mit Polyhexanid (PHMB) zur silberfreien Infektionsbekämpfung



Anwendungsgebiet:

- Bekämpfung von Wundinfektionen
- Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden
- Granulationsförderung
- Einsatz unter Kompression

**Ist & bleibt
erstattungsfähig!**



DracoFoam Infekt

Material-/Produktbeschreibung:

Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage mit PHMB zur silberfreien Infektionsbekämpfung chronischer und akuter Problemwunden.

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	10317608
10 cm x 10 cm	10317614
10 cm x 20 cm	10317620
20 cm x 20 cm	10317637
jeweils 10 Stück, steril	



DracoFoam Infekt Ferse

Material-/Produktbeschreibung:

Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage mit PHMB zur silberfreien Infektionsbekämpfung chronischer und akuter Problemwunden an Ferse oder Ellenbogen.

Ausführungen	PZN
Anatomische Passform	10317643
5 Stück, steril	



DracoFoam Infekt haft

Material-/Produktbeschreibung:

Sicher haftende Schaumstoffwundauflage mit PHMB für infizierte Wunden mit intakter Wundumgebungshaut. Hafttrand mit Polyacrylat-Kleber.

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	11300219
7,5 cm x 7,5 cm	07730635
10 cm x 10 cm	10084110
12,5 cm x 12,5 cm	07730658
jeweils 10 Stück, steril	



DracoFoam Infekt haft sensitiv

Material-/Produktbeschreibung:

Schaumstoffwundauflage mit PHMB für infizierte Wunden mit fragiler Wundumgebungshaut. Mit Silikon-Haftrand – sicherer Halt und sanft zu entfernen.

Ausführungen	PZN
7,5 cm x 7,5 cm	15623296
10 cm x 10 cm	15623304
12,5 cm x 12,5 cm	15623310
jeweils 10 Stück, steril	

Schaumstoffwundauflagen für nicht infizierte Wunden



Anwendungsgebiet:

- Versorgung stark bis mäßig exsudierender Wunden
- Granulationsförderung
- Einsatz unter Kompression



DracoFoam

Material-/Produktbeschreibung:

Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage zur Verarbeitung überschüssigen Exsudats chronischer und akuter Problemwunden.

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	07415075
5 cm x 30 cm	19239376
10 cm x 10 cm	04350429
10 cm x 20 cm	06836544
20 cm x 20 cm	03693587
20 cm x 20 cm Multishape	19239382
20 cm x 50 cm	19441089
30 cm x 30 cm	19441095
3 cm x 4 cm oval	19897731
12 cm x 8 cm oval	19897748
16 cm x 6 cm oval	19897754
jeweils 10 Stück, steril	


NEU
Der Alleskönner!



Mein Partner in der Wundversorgung



Ihre 3. Hand bei der Fixierung!



DracoFoam easyfix

Material-/Produktbeschreibung:

Stark absorbierende Schaumstoffwundauflage mit leicht anhaftenden Silikonstreifen zur einfachen Applikation.

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	19156822
10 cm x 10 cm	19156839
10 cm x 20 cm	19156845
20 cm x 20 cm	19156851
jeweils 10 Stück, steril	

DracoFoam Ferse

Material-/Produktbeschreibung:

Vorgeformte Schaumstoffwundauflage zur Verarbeitung überschüssigen Exsudats chronischer und akuter Problemwunden an Ferse und Ellenbogen.

Ausführungen	PZN
Anatomische Passform	05484669
5 Stück, steril	

DracoFoam Ferse haft **NEU**

Material-/Produktbeschreibung:

Anatomisch geformte Schaumstoffwundauflage mit sanft haftendem Silikonkleber zur Versorgung akuter und chronischer Problemwunden z. B. an der Ferse.

Ausführungen	PZN
Anatomische Passform	19964108
5 Stück, steril	

Schwierige Körperstellen einfach und schnell versorgen

DracoFoam Sakral

Haftende Schaumstoffwundauflage zur Versorgung des Sakraldekubitus



DracoFoam oval

Ovale Schaumstoffwundauflage für eine passgenaue Versorgung auch an schwierigen Körperstellen




DracoFoam Multishape

Schaumstoffwundauflage für schwierige Körperstellen wie beispielsweise Gelenke



DracoFoam Zehenkappe

Dünne Schaumstoffwundauflage für Zehen/Finger



DracoFoam Ferse haft

Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Haftrand für die Ferse



QR-Code scannen, passgenaue Lösungen entdecken und Zeit sparen!





Mein Partner in der Wundversorgung



DracoFoam Sakral

Material-/Produktbeschreibung:

Haftende Schaumstoffwundauflage mit sanftem Silikonkleber zur Versorgung des Sakraldekubitus.

Einzigartige Kombination:

Acrylatkleber für sicheren Halt am Außenrand, am Innenrand Silikonkleber für sanftes Ablösen.

Ausführungen	PZN
klein 17,5 cm x 14,5 cm	18712020
groß 22,5 cm x 19,5 cm	18712037
jeweils 10 Stück, steril	



DracoFoam haft

Material-/Produktbeschreibung:

Schaumstoffwundauflage mit Hafttrand mit Polyacrylat-Kleber. Sicherer Halt für Wunden mit intakter Wundumgebungshaut.

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	10003146
7,5 cm x 7,5 cm	06733293
10 cm x 10 cm	10003123
12,5 cm x 12,5 cm	06681550
jeweils 10 Stück, steril	



DracoFoam haft sensitiv

Material-/Produktbeschreibung:

Schaumstoffwundauflage mit Silikon-Hafttrand für Wunden mit fragiler Wundumgebungshaut. Sicherer Halt und sanft zu entfernen.

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	11376174
7,5 cm x 7,5 cm	10342078
10 cm x 10 cm	10342115
12 cm x 22 cm	17438031
12,5 cm x 12,5 cm	10342144
17 cm x 17 cm	17438048
19 cm x 19 cm	17438054
jeweils 10 Stück, steril	

Dünne Schaumstoffwundauflagen für Zehen



DracoFoam Zehenkappe

Anwendungsgebiet:

- Für die Versorgung von mäßig bis schwach exsudierenden Fußulzera
- Granulationsförderung
- Einsatz unter Kompression

Ausführungen	PZN
klein, Umfang 5,6 cm	12543361
mittel, Umfang 8,6 cm	15621305
groß, Umfang 10,6 cm	12543378
jeweils 10 Stück, steril	



Material-/Produktbeschreibung:

Dünn, reiner, feinporiger Schaumstoff

Anwendungshinweis

Einfache und schnelle Fixierung mit

- **DracoSumbi**, siehe Seite 26,
- **DracoElfi**, siehe Seite 27 oder
- **DracoFixiermull stretch**, siehe Seite 28.

Superabsorbierende Wundauflagen




DracoSuperabsorber

Anwendungsgebiet:

- Für sehr stark exsudierende Wunden, bei denen eine effiziente Absorption in Kombination mit wenigen Verbandwechseln erforderlich ist
- Einsatz unter Kompression

Ausführungen	PZN
10 cm x 10 cm	16086423
10 cm x 20 cm	16086446
20 cm x 20 cm	16756125
20 cm x 30 cm	16756131
jeweils 10 Stück, steril	



Material-/Produktbeschreibung:

Im Kern superabsorbierende Polymere, hydrophobe, grüne Rückseite minimiert den Durchtritt von Feuchtigkeit. Absorbiert die Wundflüssigkeit vertikal und bindet sie im Inneren als Gel, wodurch das Risiko der Schädigung des Wundbereichs reduziert wird.


- Nimmt viel Exsudat zuverlässig auf, in der Größe 20 cm x 30 cm bis zu 1,3 Liter*
- Hält die Flüssigkeit auch unter Druck
- Kann über den Wundrand hinaus appliziert werden

*Testmethoden gemäß EN 13726-12: Absorptionsverhalten: 30 Minuten, Kap. 3.2; Retentionsverhalten: 2 Minuten mit 1 kg Gewicht; Blutersatzlösung = 0,9 % NaCl



Mein Partner in der Wundversorgung

Hydrofaser



DracoHydrofaser

Anwendungsgebiet:

- Für stark bis mäßig exsudierende chronische Wunden
- Geeignet für oberflächliche und tiefe Wunden oder Wundhöhlen

Material-/Produktbeschreibung:

Gelbildender Faserverband aus Carboxymethylcellulose (CMC). Wirkt bei Kontakt mit Wundexsudat stark absorbierend, aktiviert die Wundheilung und fördert den Reinigungseffekt.

NEU

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	16536613
10 cm x 10 cm	12554471
10 cm x 20 cm	19555261
20 cm x 20 cm	20170069
jeweils 10 Stück, steril	



Alginatewundauflagen



DracoAlgin

Anwendungsgebiet:

- Unterstützt die Wundheilung
- Fördert den Reinigungs- und Granulationseffekt
- Schließt Bakterien und Zelltrümmer sicher ein
- Lässt sich in einem Stück entfernen

Material-/Produktbeschreibung:

Alginatekompressen zur Reinigung und Reduktion der Wundtiefe chronischer und akuter Problemwunden.

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	13858003
10 cm x 10 cm	01003785
jeweils 10 Stück, steril	



Wunddistanzgitter



DracoTüll Silikon

Anwendungsgebiet:

- Bei stark exsudierenden bis trockenen Wunden
- Schutz des Wundgrundes und der Wundumgebungshaut vor Verklebung mit Sekundärverbänden

Material-/Produktbeschreibung:

Mit hochreinem, medizinischem Silikon ummanteltes Garn zum Schutz besonders empfindlicher chronischer und akuter Problemwunden in kombinierter Versorgung. Beidseitig verwendbar. Trocknet nicht aus, verklebt nicht mit der Wunde oder der Wundumgebungshaut.



Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	09515160
10 cm x 10 cm	08839788
10 cm x 20 cm	16632498
20 cm x 20 cm	16632506
jeweils 10 Stück, steril	

Anwendungshinweis

Kombinieren Sie **DracoHydrofaser**, **DracoAlgin** oder **DracoTüll Silikon** am besten mit unseren **Schaumstoff-Wundauflagen** von Seite 13-18.

Hydrokolloide Wundauflagen



DracoHydro

Anwendungsgebiet:

- Versorgung mäßig bis gering exsudierender Wunden
- Förderung der Granulation
- Autolytisches Debridement
- Einsatz unter Kompression

Material-/Produktbeschreibung:

Hydrokolloide Wundauflage zur Förderung der Granulation und des autolytischen Debridements infektiösfreier, chronischer und akuter Problemwunden.

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	13879212
10 cm x 10 cm	02745402
jeweils 10 Stück, steril	



DracoHydro dünn

Anwendungsgebiet:

- Versorgung gering exsudierender Wunden
- Förderung, Stabilisierung und Schutz des Epithelgewebes
- Einsatz unter Kompression

Material-/Produktbeschreibung:

Dünne, hydrokolloide Wundauflage zum Schutz des Epithelgewebes infektiösfreier, chronischer und akuter Problemwunden.

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm	13879229
10 cm x 10 cm	02065446
jeweils 10 Stück, steril	

Mehr Zeit für Ihre Beratung!

Die PZN-Suche auf draco.de

- Kostenlos und ohne Login verfügbar
- Alternative Medizinprodukte finden ohne aufwendige Recherche
- Schnelle Hilfe bei Lieferengpässen in der Wundversorgung

PZN-Suche

PZN oder Produktnamen von einem beliebigen Hersteller eintippen und das passende Substitutionsprodukt finden!

19156839



DracoFoam easyfix 10 cm x 10 cm

PZN: 19156839

**Klappt
auch mit
Re-Importen**

So einfach geht's:

1. PZN oder Produktnamen eintippen
2. Suchen klicken
3. Alternativprodukte in Sekunden finden

Weniger suchen, mehr beraten!

www.draco.de/apotheke/pzn-suche

Die vielseitige Lösung für Ihre Freiwahl!



Vorteile des DRACO Wund-Kompetenz-Center NEO:

- Umsatzsteigerung durch Impulskäufe
- Unterstützt Ihre Beratung und spart Zeit
- Fühlmuster und Anwendungsfotos auf den Seitenfahnen fördern schnelle Kaufentscheidungen
- Alleinstellung gegenüber Drogeriemarkt & LEH
- Kostenfrei für Sie: Bestückte Anlieferung, Aufbau und Verpackungsentsorgung
- Partnerschaftliche Betreuung durch unseren Außendienst



**Scannen. Entdecken.
Wund-Kompetenz-Center-NEO
erleben.**

Für weitere Informationen zum WKC NEO wenden Sie sich bitte an Ihren Außendienst-Mitarbeiter oder an unseren Kundenservice.



Mein Partner in der Wundversorgung

KLASSISCHE Wundversorgung



Mullkompressen



DracoFix Mullkompressen, steril

Material-/Produktbeschreibung:

- Mit eingeschlagenen Schnittkanten
- 100 % Baumwolle
- DIN EN 14079
- 8-fach

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm, 8-fach	02358674
7,5 cm x 7,5 cm, 8-fach	02358697
10 cm x 10 cm, 8-fach	02358711
5 x 2 Stück, steril	
5 cm x 5 cm, 8-fach	03388097
7,5 cm x 7,5 cm, 8-fach	03388105
10 cm x 10 cm, 8-fach	03388111
25 x 2 Stück, steril	



DracoFix Mullkompressen, unsteril

Material-/Produktbeschreibung:

- Mit eingeschlagenen Schnittkanten
- 100 % Baumwolle
- DIN EN 14079 BW VM 17
- 8-fach oder 12-fach

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm, 8-fach	02268480
7,5 cm x 7,5 cm, 8-fach	02268505
10 cm x 10 cm, 8-fach	01980621
10 cm x 10 cm, 12-fach	01980638
10 cm x 20 cm, 12-fach	04586439
jeweils 100 Stück	

Vlieskompressen



Draco Vlieskompressen, steril

Material-/Produktbeschreibung:

- 50 % Viskose, 50 % Polyester
- Luftdurchlässig
- Weich
- 4-fach

Ausführungen	PZN
7,5 cm x 7,5 cm, 4-fach	00679316
10 cm x 10 cm, 4-fach	00679291
jeweils 25 x 2 Stück, steril	



Draco Vlieskompressen, unsteril

Material-/Produktbeschreibung:

- 70 % Viskose, 30 % Polyester
- Luftdurchlässig
- Weiß
- 4-fach oder 8-fach

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm, 4-fach	00571398
7,5 cm x 7,5 cm, 4-fach	00571406
10 cm x 10 cm, 4-fach	00571412
10 cm x 10 cm, 8-fach	04220721
jeweils 100 Stück	

Schlitzkompressen



Draco Mull-Schlitzkompressen, steril

Material-/Produktbeschreibung:

- Y-Schlitz
- 100 % Baumwolle
- DIN EN 14079
- Bei Drainagen und Tracheotomien
- 12-fach

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm, 12-fach	00816204
7,5 cm x 7,5 cm, 12-fach	07574460
10 cm x 10 cm, 12-fach	07574477
jeweils 25 x 2 Stück, steril	



Draco Vlies-Schlitzkompressen, steril

Material-/Produktbeschreibung:

- Y-Schlitz
- 50 % Viskose, 50 % Polyester
- Luftdurchlässig
- Weich
- Bei Drainagen und Tracheotomien
- 4-fach

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 cm, 4-fach	00749034
7,5 cm x 7,5 cm, 4-fach	00749028
10 cm x 10 cm, 4-fach	00749040
jeweils 25 x 2 Stück, steril	



Mein Partner in der Wundversorgung

Saugkompressen



Draco Saugkompressen, steril

Material-/Produktbeschreibung:

- Hohes Saugvermögen
- Weiche Vliesumhüllung

Ausführungen	PZN
10 cm x 10 cm, à 25 Stück	01687275
10 cm x 20 cm, à 25 Stück	01687329
20 cm x 20 cm, à 15 Stück	06563141
20 cm x 40 cm, à 5 Stück	06563158



Draco Saugkompressen, unsteril

Material-/Produktbeschreibung:

- Hohes Saugvermögen
- Weiche Vliesumhüllung

Ausführungen	PZN
10 cm x 10 cm	00948779
10 cm x 20 cm	00948785
20 cm x 20 cm	00948791
20 cm x 40 cm	00948816
jeweils 30 Stück	

Fixierbinden



DracoSumbi

Material-/Produktbeschreibung:

- Elastische Fixierbinde, glatt
- Weiß
- Einzeln cellophaniert
- 4 m gedehnt
- 60 % Polyamid, 40 % Viskose

Ausführungen	PZN
4 cm x 4 m	01661531
6 cm x 4 m	01661548
8 cm x 4 m	01661554
10 cm x 4 m	01661560
Abgabe jeweils zu 20 Stück	



DracoSumbi

Material-/Produktbeschreibung:

- Elastische Fixierbinde, glatt
- Weiß
- Ärztepackung
- 4 m gedehnt
- 60 % Polyamid, 40 % Viskose

Ausführungen	PZN
6 cm x 4 m, Karton à 20 Stück	02163700
8 cm x 4 m, Karton à 20 Stück	02163717
8 cm x 4 m, Karton à 100 Stück	01980791
10 cm x 4 m, Karton à 20 Stück	02163723
10 cm x 4 m, Karton à 50 Stück	01980822



DracoElfi

Material-/Produktbeschreibung:

- Elastische Fixierbinde, gekreppt
- Weiß
- Einzeln cellophaniert
- 4 m gedehnt
- 70 % Viskose, 30 % Polyamid

Ausführungen	PZN
4 cm x 4 m	00736132
6 cm x 4 m	00736161
8 cm x 4 m	00736190
10 cm x 4 m	00736209
Abgabe jeweils zu 20 Stück	



DracoElfi

Material-/Produktbeschreibung:

- Elastische Fixierbinde, gekreppt
- Weiß
- Ärztepackung
- 4 m gedehnt
- 70 % Viskose, 30 % Polyamid

Ausführungen	PZN
4 cm x 4 m	00736267
6 cm x 4 m	00736273
8 cm x 4 m	00736936
10 cm x 4 m	00736942
12 cm x 4 m	00737025
Karton à 20 Stück	

Kohäsive Fixierbinden



DracoElfi haft color

Material-/Produktbeschreibung:

- Kohäsive, elastische Fixierbinde
- gekreppt
- Ideal für bewegliche Körperstellen
- Einzeln cellophaniert
- 4 m gedehnt
- 30 % Polyamid, 40 % Baumwolle, 30 % Viskose

Ausführungen	PZN
6 cm x 4 m, rot	09780229
8 cm x 4 m, rot	09780241
10 cm x 4 m, rot	09780264
4 cm x 4 m, blau	09780206
6 cm x 4 m, blau	09780212
8 cm x 4 m, blau	09780235
10 cm x 4 m, blau	09780258
jeweils 1 Stück	



DracoElfi haft weiß

Material-/Produktbeschreibung:

- Kohäsive, elastische Fixierbinde
- gekreppt
- Ideal für bewegliche Körperstellen
- Ärztepackung
- 20 m gedehnt
- 30 % Polyamid, 40 % Baumwolle, 30 % Viskose

Ausführungen	PZN
10 cm x 20 m	19136340
Karton à 8 Stück	



Mein Partner in der Wundversorgung



Klebende Fixierungen



DracoFixiermull stretch

Material-/Produktbeschreibung:

- Hypoallergenes Fixiervlies
- Elastisch, ideal für Gelenke
- Zur vollflächigen Verbandfixierung
- Einfache Handhabung durch Easy-Fix-Flügel

Ausführungen		PZN
10 cm x	2 m	12548476
15 cm x	2 m	12548499
10 cm x	10 m	12548482
15 cm x	10 m	12548513

jeweils 1 Stück



DracoFixiermull sensitiv

Material-/Produktbeschreibung:

- Sanft haftendes Fixiervlies mit Silikonkleber
- Für empfindliche Haut
- Elastisch, ideal für Gelenke
- Zur vollflächigen Verbandfixierung
- Einfache Handhabung durch Easy-Fix-Flügel

Ausführungen	PZN
10 cm x 1 m	16890059
10 cm x 5 m	16890065
15 cm x 5 m	16890071
jeweils 1 Stück	



DracoFixiermull waterproof

Material-/Produktbeschreibung:

- Wasserfeste Duschfolie
- Transparent
- Elastisch, ideal für Gelenke
- Zur vollflächigen Verbandfixierung
- Einfache Applikation dank Anleitung auf Trägerfolie

Ausführungen	PZN
10 cm x 2 m	16890088
10 cm x 10 m	16890094
15 cm x 10 m	16890102
jeweils 1 Stück	



DracoSilk

Material-/Produktbeschreibung:

- Rollenpflaster, weiß
- Leicht von Hand reißbar (in Längs- und Querrichtung)
- Hautfreundlich
- Einzelpackung mit Banderole

Ausführungen	PZN
1,25 cm x 5 m	03767759
2,5 cm x 5 m	03767742
jeweils 1 Stück	



DracoSilk

Material-/Produktbeschreibung:

- Rollenpflaster, weiß
- Leicht von Hand reißbar (in Längs- und Querrichtung)
- Hautfreundlich
- Ärztepackung

Ausführungen	PZN
1,25 cm x 5 m, 24 Stück	14171076
2,5 cm x 5 m, 12 Stück	14171082



Mein Partner in der Wundversorgung



Sterile Wundverbände



DracoPor sensitiv, weiß, steril

Material-/Produktbeschreibung:

Sanft haftender Wundverband mit Silikonkleber

- Sanft und sicher haftend
- Schmerzarm zu entfernen
- Minimiert Hautirritationen
- Auch für empfindliche Alters- oder Kinderhaut

Ausführungen	PZN
5 cm x 7,2 cm, à 3 Stück, steril	17183111
5 cm x 7,2 cm, à 25 Stück, steril	19075963
8 cm x 10 cm, à 3 Stück, steril	17183128
8 cm x 10 cm, à 25 Stück, steril	19075986
8 cm x 15 cm, à 3 Stück, steril	17183134
8 cm x 15 cm, à 20 Stück, steril	19075992



DracoPor soft, weiß, steril

Material-/Produktbeschreibung:

Steriler Wundverband

- Wundkissen verklebt nicht mit der Wunde
- minimiertes Infektionsrisiko
- hautfreundlich und atmungsaktiv

Ausführungen	PZN
3,8 cm x 3,8 cm, à 10 Stück, steril	10713787
3,8 cm x 3,8 cm, à 50 Stück, steril	10713818
5 cm x 7,2 cm, à 5 Stück, steril	02027032
5 cm x 7,2 cm, à 25 Stück, steril	01424788
5 cm x 7,2 cm, à 50 Stück, steril	12749097
8 cm x 10 cm, à 5 Stück, steril	02027003
8 cm x 10 cm, à 25 Stück, steril	01424771
8 cm x 10 cm, à 50 Stück, steril	12749105
8 cm x 15 cm, à 5 Stück, steril	09763366
8 cm x 15 cm, à 20 Stück, steril	12749111
9 cm x 25 cm, à 3 Stück, steril	19351222
9 cm x 25 cm, à 20 Stück, steril	19351251
10 cm x 20 cm, à 5 Stück, steril	09763389
10 cm x 20 cm, à 20 Stück, steril	12749128
15 cm x 15 cm, à 5 Stück, steril	14167488
15 cm x 15 cm, à 25 Stück, steril	14167494



DracoPor soft, hautfarben, steril

Material-/Produktbeschreibung:

Steriler Wundverband

- Wundkissen verklebt nicht mit der Wunde
- minimiertes Infektionsrisiko
- hautfreundlich und atmungsaktiv

Ausführungen	PZN
3,8 cm x 3,8 cm, à 10 Stück, steril	10713824
3,8 cm x 3,8 cm, à 50 Stück, steril	10713830
5 cm x 7,2 cm, à 5 Stück, steril	02577703
5 cm x 7,2 cm, à 25 Stück, steril	06887731
5 cm x 7,2 cm, à 50 Stück, steril	12749134
8 cm x 10 cm, à 5 Stück, steril	02577790
8 cm x 10 cm, à 25 Stück, steril	06887872
8 cm x 10 cm, à 50 Stück, steril	12749163



DracoPor waterproof, transparent, steril

Material-/Produktbeschreibung:

Steriler Wundverband

- Wundkissen verklebt nicht mit der Wunde
- minimiertes Infektionsrisiko
- duschfest und atmungsaktiv

Ausführungen	PZN
3,8 cm x 3,8 cm, à 10 Stück, steril	10713876
3,8 cm x 3,8 cm, à 50 Stück, steril	10713882
5 cm x 7,2 cm, à 5 Stück, steril	03030349
5 cm x 7,2 cm, à 25 Stück, steril	00114092
5 cm x 7,2 cm, à 50 Stück, steril	12749186
8 cm x 10 cm, à 5 Stück, steril	03030214
8 cm x 10 cm, à 25 Stück, steril	00114264
8 cm x 10 cm, à 50 Stück, steril	12749192
8 cm x 15 cm, à 5 Stück, steril	08906645
8 cm x 15 cm, à 20 Stück, steril	12749200
9 cm x 25 cm, à 3 Stück, steril	19351239
9 cm x 25 cm, à 20 Stück, steril	19351274
10 cm x 20 cm, à 5 Stück, steril	08906668
10 cm x 20 cm, à 20 Stück, steril	12749217
15 cm x 15 cm, à 5 Stück, steril	14167465
15 cm x 15 cm, à 25 Stück, steril	14167471

Das sterile
Duschpflaster



Mein Partner in der Wundversorgung

Zuschnitt-Pflaster



DracoPlast classic weiß

Material-/Produktbeschreibung:

- wasserabweisend
- atmungsaktiv
- elastisch
- mit hautfreundlichem Kleber

Ausführungen	PZN
4 cm x 10 cm	19280870
6 cm x 10 cm	19280864
8 cm x 10 cm	19280858
jeweils 10 Streifen	



DracoPlast classic

Material-/Produktbeschreibung:

- wasserabweisend
- atmungsaktiv
- elastisch
- mit hautfreundlichem Kleber

Ausführungen	PZN
4 cm x 10 cm	09513534
6 cm x 10 cm	09513540
8 cm x 10 cm	09513557
jeweils 10 Streifen	

Pflaster-Strips



DracoPlast classic weiß

Material-/Produktbeschreibung:

- wasserabweisend
- atmungsaktiv
- elastisch
- mit hautfreundlichem Kleber

Ausführungen	PZN
19 mm x 72 mm, à 10 Stück 25 mm x 72 mm, à 10 Stück	19280887
20 Stück, sortiert	



DracoPlast classic

Material-/Produktbeschreibung:

- wasserabweisend
- atmungsaktiv
- elastisch
- mit hautfreundlichem Kleber

Ausführungen	PZN
19 mm x 72 mm, à 10 Stück 25 mm x 72 mm, à 10 Stück	12749080
20 Stück, sortiert	

Spezialpflaster



DracoPlast soft Rundpflaster

Material-/Produktbeschreibung:

- atmungsaktiv
- elastisch
- mit hautfreundlichem Kleber

Ausführungen	PZN
Rund, unauffällig Durchmesser: 22 mm	09513563
20 Stück	



DracoPlast classic Fingerverband

Material-/Produktbeschreibung:

- wasserabweisend
- atmungsaktiv
- elastisch
- mit hautfreundlichem Kleber

Ausführungen	PZN
20 mm x 120 mm	09920883
10 Stück	



DracoPlast waterproof Fingerkuppen-Verband

Material-/Produktbeschreibung:

- wasserfest
- atmungsaktiv
- elastisch
- mit hautfreundlichem Kleber

Ausführungen	PZN
66 mm x 37 mm	09513586
10 Stück	



DracoPlast FingerFix

Material-/Produktbeschreibung:

- Auf sich selbst haftend
- Latexfrei
- Ca. alle 10 cm mit einer Wundauflage bestückt
- Elastisch und atmungsaktiv
- Abreißbar
- Kein Verkleben mit der Wunde

Ausführungen	PZN
2,5 cm x 4,5 m gedehnt*, rot	14296576
2,5 cm x 4,5 m gedehnt*, hautfarben	14296553
2,5 cm x 4,5 m gedehnt*, blau	14296547
2,5 cm x 4,5 m gedehnt*, schwarz	14296866
jeweils 1 Stück	(* 2,5 cm x 2 m ungedehnt)

DracoEmotion

Zusammengeprallt.
Verknallt.

Ich kleb'
Liebe
drauf.



NEU

nur in der
Apotheke



Trag was du fühlst. Dein Pflaster.

Liebe geht unter die Haut – und hinterlässt Spuren.

DracoEmotion Liebe schützt, was zählt – sichtbar bunt, wasserabweisend, sanft zur Haut und in passender Form für euren Moment.



Mein Partner in der Wundversorgung

Designpflaster



DracoEmotion Pflaster

NEU

Pflaster zur Wundversorgung.
Schützt die Wunde, berührt die Seele.
Vier Gefühle. Eine Idee, die unter die Haut geht.

Material-/Produktbeschreibung:

- Verklebt nicht mit der Wunde
- Atmungsaktiv und wasserabweisend
- Hautfreundlicher Silikonkleber
- Schmerzarm zu entfernen

Ausführungen	PZN
DracoEmotion Liebe	19993156
DracoEmotion Trost	19993127
DracoEmotion Freude	19993104
DracoEmotion Glück	19993110

Je 5 Pflaster in verschiedenen Formen & Motiven

In vier
verschiedenen
Varianten:

Liebe
Trost
Freude
Glück



DracoEmotion Display

Aufmerksamkeitsstarkes HV-Display zur Aufnahme von 20 Packungen Verkaufsware DracoEmotion. Teilbar in zwei Displays mit 10 Packungen.

Inhalt:

20 Packungen im Display, sortiert
5 x 5er-Packung DracoEmotion Liebe
5 x 5er-Packung DracoEmotion Trost
5 x 5er-Packung DracoEmotion Freude
5 x 5er-Packung DracoEmotion Glück

Display-Größe:

39,4 cm x 23,8 cm x 22,7 cm (H/B/T)
oder 2x 39,4 cm x 11,9 cm x 22,7 cm (H/B/T)



Mein Partner in der Wundversorgung



Stützverbände



Draco Idealbinde

Material-/Produktbeschreibung:

- Elastisch, 5 m gedehnt
- Einzeln cellophaniert oder als Ärztepackung à 10 Stück

Ausführungen	PZN
6 cm, cellophaniert	03895256
8 cm, cellophaniert	03895262
10 cm, cellophaniert	03895279
jeweils 1 Stück	
6 cm, Ärztepackung	03895345
8 cm, Ärztepackung	03895351
10 cm, Ärztepackung	03895368
Karton à 10 Stück	



DracoZink Zinkleimbinde

Material-/Produktbeschreibung:

- Weiß
- Längselastisch
- Formbar

Ausführungen	PZN
8 cm x 5 m	16567648
8 cm x 7 m	03111384
10 cm x 5 m	00592029
10 cm x 7 m	00592035
10 cm x 10 m	00592041
jeweils 1 Stück	

Kurzzugbinden



DracoLastic kräftig

Material-/Produktbeschreibung:

- Kurzzugbinde, 5 m gedehnt
- 100 % Baumwolle
- Hoher Arbeitsdruck, niedriger Ruhedruck
- Waschbar
- DIN 61632

Ausführungen	PZN
6 cm, Einzelfaltschachtel	01268880
8 cm, Einzelfaltschachtel	01268897
10 cm, Einzelfaltschachtel	01268905
jeweils 1 Stück	
6 cm, Ärztepackung	03895196
8 cm, Ärztepackung	03895204
10 cm, Ärztepackung	03895210
12 cm, Ärztepackung	03895227
Karton à 10 Stück	



DracoLastic Verband

Material-/Produktbeschreibung:

- Kurzzugbinde, 5 m gedehnt
- 100 % Baumwolle
- Hoher Arbeitsdruck, niedriger Ruhedruck
- Waschbar

Ausführungen	PZN
2 Kurzzugbinden à 10 cm x 5 m	01449854
1 Set à 2 Binden	



DracoLastic Set kräftig

Material-/Produktbeschreibung:

- Kurzzugbinde, 5 m gedehnt
- 100 % Baumwolle
- Hoher Arbeitsdruck, niedriger Ruhedruck
- Waschbar

Ausführungen	PZN
Doppelpack à 8 cm x 5 m und 10 cm x 5 m	02571669
1 Set à 2 Binden	



DracoLastic haft

Material-/Produktbeschreibung:

- Kurzzugbinde, 5 m gedehnt
- 100% Baumwolle
- Hoher Arbeitsdruck, niedriger Ruhedruck
- Auf sich selbst haftend
- Ohne Latex

Ausführungen	PZN
10 cm x 5 m	02949895
jeweils 1 Stück	



Mein Partner in der Wundversorgung

SPORT
Medizin



Tapes



Draco KinesiologieTape

Material-/Produktbeschreibung:

- 94 % Baumwolle und 6 % Elasthan
- Wasserbeständig
- Elastisch
- Atmungsaktiv

Ausführungen	PZN
5 cm x 5 m, pink	18108672
5 cm x 5 m, rot	18108666
5 cm x 5 m, türkis	18108643
5 cm x 5 m, schwarz	18108689
jeweils 1 Stück	



Draco KinesiologieTape Display

Inhalt:

12 Tapes à 5 cm x 5 m, sortiert
3 x pink, 3 x rot, 3 x türkis, 3 x schwarz

Display-Größe:

24,5 cm B x 31,5 cm H x 18 cm T



Draco SportTape

Material-/Produktbeschreibung:

- Abreißbar
- 100 % Baumwolle
- Nicht elastisch
- Latexfrei

Ausführungen	PZN
2 cm x 10 m, weiß	01389069
3,8 cm x 10 m, weiß	00571429
5 cm x 10 m, weiß	02591666
2 cm x 10 m, blau	02582443
3,8 cm x 10 m, blau	01389017
2 cm x 10 m, rot	03931549
3,8 cm x 10 m, rot	01389023
3,8 cm x 10 m, gelb	01389046
3,8 cm x 10 m, grün	03060505
3,8 cm x 10 m, schwarz	03060497
3,8 cm x 10 m, hautfarben	16623080
jeweils 1 Stück	



Draco SportTape Display

Inhalt:

12 Tapes à 3,8 cm x 10 m, sortiert
 3 x weiß, 4 x blau, 1 x rot, 1 x gelb,
 1 x grün, 1 x schwarz, 1 x hautfarben

Display-Größe:

21,5 cm B x 25,5 cm H x 16,0 cm T

Entdecken Sie das DRACO-Sortiment zur Versorgung von akuten und post-operativen Wunden

DracoPor

Steriler Wundverband für die Versorgung von akuten und post-OP-Wunden sowie Schnitt- und Schürfwunden in unterschiedlichen Größen



In den Varianten: sensitiv, soft, hautfarben und waterproof

DracoFixiermull

Optimal geeignet zur Fixierung von Wundauflagen auch an schwierigen Körperstellen in unterschiedlichen Längen und Breiten



In den Varianten: sensitiv, stretch und waterproof

DracoFix

Sterile und unsterile Kompressen für die Primärversorgung von Akutwunden, zur Reinigung von Haut- und Wundoberflächen oder als Salbenträger und zur Polsterung



In den Varianten: steril und unsteril

Online-Seminare, die zu Ihnen passen – Jederzeit und überall.



Das erwartet Sie:

- ✓ Praxisnahe Inhalte zur direkten Anwendung
- ✓ Von Grundlagen bis Expertenwissen
- ✓ Inkl. Handout & personalisiertem Teilnahmezertifikat

Themen & Termine

Jetzt informieren und anmelden:



Für MFA, Ärzte/innen
www.draco.de/fortbildungen-mfa



Für PTA, PKA & Apotheker/innen
www.draco.de/fortbildungen-apotheke



Für Pflegekräfte
www.draco.de/fortbildungen-pflege



Für Orthoptisten/innen & Augenärzte/innen
www.piratoplast.de/online-seminare





Funkelstein-Designs



Hochwertige Augenpflaster zur Okklusionstherapie bei Kindern

Hypoallergen, atmungsaktiv, sehr gut hautverträglich und dermatologisch getestet. Die Piratoplast MIX Extra Soft Augenpflaster mit Klebetechnologie auf Silikonbasis sind extra sanft zu lösen aber dennoch gut haftend. Nasenschlitze sorgen für eine gute Passform. Die kindgerechte Gestaltung – von Kindern für Kinder – motiviert zum regelmäßigen, ausdauernden Pflastertragen. Die duale Pflasterform ermöglicht zudem ein beidseitiges Tragen, sodass kein Motiv mehr auf dem Kopf steht.

Augenpflaster mit glitzernden Funkelsteinen

Zwei glitzernde Funkelstein-Designs zur Auswahl. Pro Bestellung maximal ein Design mit 3D-Funkelsteinen auswählbar.

Augenpflaster zur individuellen Auswahl



Piratoplast MIX Extra Soft



Material-/Produktbeschreibung:

Augenpflaster mit einem extrasanften Silikonkleber

- Extrasanftes Ablösen
- Für sensible Kinderhaut geeignet
- Gut haftend
- Hypoallergen
- Anschmiegsames Vlies mit extraweicher Oberfläche
- Klebtechnologie auf Silikonbasis
- Lichtundurchlässiges Softpad

Ausführungen	PZN
Klein - bis 3 Jahre	16037531
Groß - bis 6 Jahre	16037548
Extragroß - ab 6 Jahre	16037554
100 Augenpflaster durch Kinder individuell zusammenstellbar	

Augenpflastermotive MIX Extra Soft zur individuellen Zusammenstellung

Funkelstein-Designs



Augenpflaster mit glitzernden Funkelsteinen!



Formular zur individuellen Piratoplast MIX-Bestellung.

Der Bestellblock ist erhältlich für die Apotheke und die Arztpraxis.




Kostenlose Bestellung und Download
für Apotheken unter:
www.piratoplast.de/bestellformular



Kostenlose Bestellung
für Augenarztpraxen unter:
www.piratoplast.de/muster



Pflasterumrisse in Originalgröße



Produkte finden, Preise vergleichen, Regress vermeiden!

Wonach suchen Sie?

Sakral



Sakral
Sakraldekubitus
Sakralwundauflage
Sakralzentrum

**Sofort
gefunden!**

Alles zum gesuchten
Thema in der modernen
Wundversorgung unter

draco.de


Produkt

DracoFoam Sakral

5 Sterne (1 Bewertung)

DracoFoam Sakral Haftende Schaumstoffwundauflage **DracoFoam Sakral** – für die Versorgung von Sakraldekubitus **DracoFoam Sakral** ist eine sterile Polyureth [...] 100110-M Haftende Schaumstoffwundauflage **DracoFoam Sakral** – für die Versorgung von Sakraldekubitus **DracoFoam Sakral** ist eine sterile Polyurethanschaumsto [...] der Wunde verbleiben. Damit bietet **DracoFoam Sakral** eine zuverlässige Lösung für die Behandlung von Sakraldekubitus – im häuslichen, ambulanten und stationären...

Abrechnungspreise der vdek-Kassen nach dem Arzneimittel-
liefervertrag (Bund) mit den Apothekerverbänden*



Spart Geld!

Preise vergleichen
und Regress vermeiden

draco.de/preisvergleich

* Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um die Abrechnungspreise der vdek-Kassen nach dem Arzneimittelliefervertrag (Bund) Apothekerverbände; Stand Lauertaxe 15.05.2026. Um einen objektiven Preisvergleich darzustellen, haben wir die Packungspreise der jeweils nächst verfügbaren Packungen mit kleineren und/oder größeren Stückzahlen auf einen Packungsinhalt mit jeweils 10 Stück umgerechnet. ALLEVYN Life Sacrum kl. 17,2x17,5 cm PZN: 02495000 (10 Stück), ALLEVYN Sacrum klein 17x17 cm PZN: 01313221 (10 Stück), Biatain® Silicone Sacrum 15x19 cm PZN: 11486023 (5 Stück), Mepilex Border Sacrum 16x20 cm PZN: 17871466 (5 Stück), DracoFoam Sakral klein 17,5 x 14,5 PZN: 18712020 (10 Stück). Der Abrechnungspreis kann für andere Kassen und nach anderen Verträgen differieren. Die Wirtschaftlichkeit der Versorgung hängt auch von der individuellen Entscheidung des Arztes über die Länge der Wechselintervalle ab. Verbandmittelverordnungen unterliegen der Wirtschaftlichkeitsprüfung, die zu Regressen führen kann




Mit DRACO WUNDE⁺ zur Wundexpertin.



Alles für nur
17 Cent
am Tag
mtl. kündbar

- ✓ **24/7 Zugriff auf Premiuminhalte**
- ✓ **Alle jährlichen Unterweisungen für MFA, inklusive Zertifikate**
- ✓ **Jede Woche neue Inhalte – Immer up to date**



**Jetzt QR-Code
scannen.**

Wir sind **FÜR SIE DA**



Michelle
Eisenberg

Maria
Homann



Manuela
Pfrimmer

Leonie
Siegert




Jeanine
Schmidt

Alissa
Gruhn



Aleyna
Tüzün

Janina
Halfen



Ayşe
Özdemir



So erreichen Sie unseren Kundenservice:

Montag bis Freitag 8:00 - 16:30 Uhr

Telefon: 02 31/2 86 66 - 100

Fax: 02 31/2 86 66 - 900

So erreichen Sie uns online:

www.drausbuettel.de

info@drausbuettel.de

www.draco.de

info@draco.de

www.piratoplast.de

info@piratoplast.de

Besuchen Sie uns auf:



DRACO Wundversorgung
We love Apotheke – DRACO
DRACO Pflegewelt
Piratoplast Augenpflaster

Dr. Ausbüttel GmbH & Co. KG
Ernst-Abbe-Str. 4 • 44149 Dortmund



PIRATOPLAST

Dr. Ausbüttel