


Schritt 1:



In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie die Wunddokumentation aus der Draco WundDoku App exportieren können.

Öffnen Sie Ihren Internet-Browser und besuchen Sie den Draco Webzugriff unter wunddoku.draco.de

Klicken Sie dann auf „Login“.

Schritt 2:




Melden Sie sich hier mit Ihren WundDoku App Zugangsdaten an.

Geben Sie dafür die E-Mail-Adresse an und klicken auf weiter.

Dann geben Sie das zugehörige Passwort ein.

Schritt 3:



Im Webzugriff sehen Sie Ihre Patienten.

Wählen Sie den gewünschten Patienten aus.

Hinweis:

Um den Patienten im Webzugriff zu sehen, muss eine Einwilligung in der App hinterlegt sein.

Schritt 4:

WUNDDOKU DRACO

Mustermann, Maximilian
Testpatient
* 17.06.1989, ID 89358974

< Zurück

Wunden Patientendaten

Offene Wunden

Schulter, rechts, anterior
Post-OP-Wunde
Letzte Doku: 12.06.2024

keine Lokalisation
Dekubitus
Letzte Doku: 08.05.2024

Hier werden die Wunden vom Patienten angezeigt.
Wählen Sie die gewünschte Wunde aus, deren WundDoku Sie herunterladen möchten.

Schritt 5:

WUNDDOKU DRACO

Mustermann, Maximilian
Schulter, rechts, anterior, Post-OP-Wunde

< Zurück

Wundverlauf Wunddokumentation

Wundverlauf als PDF

Wundverlauf als PDF herunterladen

Wundverlauf

Wundverlauf der letzten WundDokus im ausgewählten Zeitraum

8.7.2021 - 12.6.2024

schlechter — unverändert — besser — Ausgangssituation

Nach der Auswahl der Wunde wird der Wundverlauf angezeigt.

Klicken Sie auf „Wundverlauf als PDF herunterladen“, um den Verlauf zu exportieren.

Der Wundverlauf beinhaltet alle Infos zur Wundbeurteilung von allen WundDokus zusammengefasst.

Schritt 6:

WUNDDOKU DRACO

Mustermann, Maximilian
Schulter, rechts, anterior, Post-OP-Wunde

< Zurück

Wundverlauf Wunddokumentation

Alle Dokus dieser Wunde

25.03.2024 Doku exportieren

22.03.2024 Doku exportieren

Für die einzelnen WundDokus klicken Sie auf den rechten Reiter „Wunddokumentation“.

Hier können Sie alle Dokumentationen einzeln als PDF-Datei herunterladen.

Klicken Sie hierfür auf „Doku exportieren“.

Hinweis:

Die PDF-Dateien werden standardmäßig im Ordner „Downloads“ gespeichert.