





DRACO WundDoku App Handbuch

Digitale Wunddokumentation Schritt für Schritt



Inhalt

Wunddokumentation leicht gemacht	03
Für wen ist dieses Handbuch?	03
App einrichten	04
Installation & Anforderungen	04
Login	05
Registrierung	06
Home-Ansicht	07
Patienten	08
Patienten anlegen und verwalten	08
Einwilligungserklärung des Patienten hinterlegen	09
Patientenliste	10
Wunden und Wunddoku	11
Wunde anlegen	11
Lokalisation der Wunde	12
Wunddokumentation starten	13
Wunden fotografieren	14
Wunden fotografieren mit der Overlay-Funktion	15
Wunden automatisch vermessen	16
Wunddokumentation: Therapie	17
Wunddokumentation: Wundbeurteilung	18
Wunddokumentation: Maßnahmen	19
Weitere Funktionen & Services	20
Aufgabenliste	20
Tutorials	21
Services	22
Webzugriff als Schnittstelle zur Praxissoftware	23
Webzugriff für den Praxis-PC	23
Wundverlauf als PDF herunterladen	24
Wunddokumentationen als PDF herunterladen	25
Mehr	26
Der nächste Schritt: Deine DRACO WundDoku in Aktion	27

Wunddokumentation leicht gemacht!

Liebe Praxis, lieber Pflegedienst,

papierbasierte Wunddokumentation mit Kamera ist zeitaufwendig, unpraktisch und kostet dich und dein Team wertvolle Zeit.

Die DRACO WundDoku App bietet eine effiziente, digitale Alternative für die Wunddokumentation – sowohl beim Hausbesuch als auch in der Praxis.


Gemeinsam mit MFAs und Pflegefachkräften entwickelt, vereinfacht die App die Dokumentation deutlich und erfüllt alle gesetzlichen Datenschutzanforderungen.

Lade die DRACO WundDoku App kostenfrei herunter und profitiere von folgenden Vorteilen:

- ✓ Zeitersparnis durch einfache und schnelle Handhabung
- ✓ Leitliniengerechte Dokumentation
- ✓ Automatische Wundvermessung
- ✓ Datenschutzkonform und sicher
- ✓ Jederzeit und überall nutzbar, auch ohne Internetverbindung
- ✓ Schnittstelle zu eurer Praxissoftware

Entlaste dich und dein Team mit einer modernen, digitalen Lösung für die Wunddokumentation.

Dein DRACO Team



Für wen ist die App und dieses Handbuch?

Die App richtet sich an medizinisches Fachpersonal, das mit der Versorgung von Patienten mit akuten und insbesondere chronischen Wunden zu tun hat.

Auch wenn du bisher wenig Erfahrung mit der Nutzung von Apps im Berufsalltag hast, lernst du in dieser Anleitung alle wichtigen Funktionen Schritt für Schritt kennen.

App einrichten

Installation & Anforderungen

Die DRACO WundDoku App kannst du kostenfrei über den App Store (iOS) oder den Google Play Store (Android) herunterladen.

Schritt für Schritt


- 1 **Suche** im Google Play Store oder im Apple App Store nach **DRACO WundDoku App** oder scanne den QR-Code auf dieser Seite.

Klicke auf **Installieren** (im Play Store) oder **Laden** (im App Store), um den Download der App zu starten.

- 2 Ist der Download beendet, klicke auf **Öffnen** im Store.

Anschließend kannst du die App jederzeit durch Klick auf das **DRACO WundDoku App Logo** öffnen.

Um die App installieren zu können, ist für Android eine Software-Version von mindestens Android 13 und für Apple von mindestens iOS 18 notwendig.



①



②



Login

Beim ersten Start der DRACO WundDoku App erhältst du eine kurze Einführung in die wichtigsten Funktionen. Du kannst diese Einführung über **App erkunden** jederzeit erneut aufrufen.

Wenn du bereits ein DRACO Konto besitzt, kannst du dich direkt mit deinem Benutzernamen und Passwort anmelden.

Solltest du dein Passwort vergessen haben, kannst du dieses unkompliziert von der Login-Seite aus zurücksetzen.



Registrierung

Falls du noch kein DRACO Benutzerkonto besitzt, musst du dich zunächst registrieren. Dieselben Zugangsdaten kannst du anschließend übrigens auch für die Services und Schulungen auf der DRACO Website nutzen.

Schritt für Schritt

- 1 Für die Registrierung benötigen wir deine **E-Mail-Adresse**, deinen **Namen** und ein von dir gewähltes **Passwort**.

Wichtig: Das Passwort muss mindestens acht Zeichen lang sein und jeweils mindestens eine Ziffer, einen Großbuchstaben und ein Sonderzeichen, wie z. B. !”\$%&/(), enthalten.
- 2 Wir benötigen außerdem dein **Einverständnis zur Speicherung deiner Daten**.
- 3 Nachdem du das Registrierungsformular abgeschickt hast, erhältst du von uns eine **E-Mail** an die angegebene E-Mail-Adresse. Bestätige diese, indem du auf den in der E-Mail enthaltenen Link klickst.

Nach der erfolgreich abgeschlossenen Registrierung kannst du dich sofort in der App anmelden und loslegen!

Warum muss ich mich registrieren und anmelden?

Die Daten in der App müssen zuverlässig gegen unbefugten Zugriff geschützt werden. Das Login verhindert, dass Unbefugte die vertraulichen Daten einsehen können. Zusätzlich ermöglicht dir das Login deine Patientendokumentationen im Webzugriff oder über andere Mobilgeräte einzusehen.

14:33

Registrierung

E-Mail-Adresse* 1

Vorname*

Nachname *

Passwort* 2

Passwort wiederholen* 2

Hiermit bestätige ich, [die AGB und die Datenschutzerklärung](#) gelesen und anerkannt zu haben. *

Registrieren 3

Home-Ansicht


Über den Startbildschirm **Home** hast du direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen und Informationen der App.

Der obere Bereich enthält die zentralen Elemente:

- Unter **Patienten** verwaltest du deine Patientenliste und legst neue Patienten an.
- Über das Symbol **Kamera** startest du direkt die Kamerafunktion für deine Wundfotos.
- Der Bereich **Aufgaben** unterstützt dich dabei, anstehende Termine für die nächste Wundversorgung deiner Patienten zu planen und zu verwalten.
- Unter **Tutorials** findest du viele hilfreiche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Benutzung der App.

Im Bereich **Services** findest du nützliche Informationen und zusätzliche Tools wie den Wundassistenten, den Webzugriff, die Musterbestellung und vieles mehr.

Die App-Navigation unten wird dauerhaft angezeigt.





Patienten

Patienten anlegen und verwalten

Im Bereich Patienten kannst du ganz einfach neue Patienten anlegen.

Schritt für Schritt

- ① Klicke in der Patientenliste unten auf **Patient hinzufügen**.
- ② Gib im Dialog die Stammdaten des Patienten ein.
- ③ Unter **Patienten-ID** kannst du optional beispielsweise die entsprechende Patientennummer aus deinem Praxissystem eintragen.
- ④ Für den Datenschutz ist es wichtig, die **Einwilligung des Patienten** einzuholen und zu dokumentieren. Wie du die Einwilligungserklärung hinzufügst, erfährst du auf der nächsten Seite.
- ⑤ Wenn du möchtest, kannst du **Besonderheiten**, wie beispielsweise Information zu einem gesetzlichen Betreuer und **Kontaktdaten** zu dieser Person eintragen.
- ⑥ Hinterlege unter **Medizinische Daten** optional Medikamente, Allergien und Begleiterkrankungen.
- ⑦ Klicke auf **Patientendaten speichern**, um alle Eingaben zu sichern.




Einwilligungserklärung des Patienten hinterlegen

Die gesetzlichen Datenschutzerfordernungen schreiben vor, dass die Einwilligung der Patienten zur Verarbeitung ihrer Daten schriftlich dokumentiert werden muss. Du kannst diese Zustimmung direkt beim Anlegen der Patienten digital oder in Papierform erfassen. Alternativ ist eine Ergänzung zu einem späteren Zeitpunkt möglich.

Patienten sind im Webzugriff der DRACO WundDoku App nur sichtbar, wenn eine Einwilligung in der App hinterlegt wurde. Ist dies der Fall, können die Daten nach dem Speichern im Webzugriff eingesehen, als PDF heruntergeladen und direkt in die Praxissoftware übernommen werden.

Dir stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.

- (A) Einwilligung in der App ausfüllen (digital):**
Die Patienten unterschreiben die Einwilligungserklärung direkt in der App.
- (B) Formular per E-Mail senden/Foto des unterschriebenen Formulars aufnehmen (papierbasiert):**
Du erhältst das Formular per E-Mail, druckst es aus und lässt es vom Patienten unterschreiben. Anschließend dokumentierst du die Einwilligung per Foto in der App.




Patientenliste

Die Patientenliste ist alphabetisch sortiert und lässt sich nach Name, Geburtsdatum oder Patienten-ID durchsuchen. Mithilfe der Filterfunktion behältst du auch in der Teamarbeit immer den Überblick.

Schritt für Schritt

- ① Klicke auf einen Namen, um die Patientendaten und Wunddokumentationen abzurufen.
 - ② Nutze die Suchleiste: Einige Buchstaben genügen, um einen Patienten gezielt zu finden.
 - ③ Um die Liste übersichtlich zu halten, kannst du Patienten archivieren, die aktuell nicht betreut werden. Wische dazu auf Apple-iOS-Geräten von rechts nach links über den Namen der Person oder halte auf Android-Geräten die Schaltfläche lange gedrückt.
- Die archivierten Patienten findest du anschließend unter **Archivierte Patienten** am Ende der Patientenliste, von hier können sie auch wieder aktiviert werden.
- ④ Für mehr Übersicht im Team und in der Arbeit mit vielen Patienten, kannst du mit der Filterfunktion neben der Suche gezielt von dir markierte oder archivierte Patienten anzeigen lassen.
 - ⑤ Klicke auf **Patient hinzufügen**, um einen neuen Patienten anzulegen.
 - ⑥ Markiere einzelne Patienten, indem du auf den Stern neben dem Patienten tippst. Alle markierten Patienten findest du anschließend unter **Meine Patienten**.





Wunden und Wunddoku

Wunde anlegen

Für jeden Patienten lassen sich mehrere Wunden anlegen und dokumentieren. Wenn du in der Patientenliste einen Patienten auswählst, gelangst du zur Auflistung aller bereits angelegten Wunden und kannst bei Bedarf neue hinzufügen.

Schritt für Schritt

- ① Nachdem du einen Patienten ausgewählt hast, klicke auf **Wunde hinzufügen**.
- ② Dokumentiere die **Verdachtsdiagnose**. Optional kannst du auch eine weiterführende Beschreibung hinzufügen.
- ③ Dokumentiere im nächsten Schritt die **Lokalisation der Wunde**. Weitere Details dazu findest du auf der nächsten Seite.
- ④ Erfasse anschließend weitere Informationen zur **Wundursache, Wundherkunft** und **Dauer der Wunde**.
- ⑤ Beende die Erfassung der Wunde über **Wunde speichern**.




Lokalisation der Wunde

Markiere die Wundlokalisierung im angezeigten Körperschema.

Schritt für Schritt

- ① Gehe zum Abschnitt **Lokalisation der Wunde**.
- ② Klicke die Abbildung an, um eine vergrößerte Ansicht zu bekommen.
- ③ In der Ansicht kann unten zwischen **Anterior** und **Posterior** gewechselt werden.
- ④ Wie bei Fotos üblich, kannst du bei Bedarf mit zwei Fingern näher an den Körper heranzoomen.
- ⑤ Klicke auf die betroffene Stelle. Sie wird rot markiert.
- ⑥ Wenn du versehentlich die falsche Stelle markiert hast, kannst du die Markierung durch wiederholtes Klicken auf diese Stelle wieder aufheben.
- ⑦ Ist die Lokalisation markiert, klicke auf **Zurück zur Wunde**. Die Lokalisation wird dann automatisch in Textform übernommen.





Wunddokumentation starten

Die App führt dich strukturiert durch alle Bereiche und unterstützt dich dabei, mühelos alle wichtigen Informationen zu erfassen.

Schritt für Schritt

- ① Wähle eine Wunde aus und starte über **Neue Doku anlegen** eine Wunddokumentation. Kombiniere am besten Foto und Text. Details dazu erklären die folgenden Seiten.
- ② Hinterlege zunächst die Wundfotos in der Wunddokumentation.
- ③ Wähle dann den Wundverlauf seit der letzten Dokumentation aus.
- ④ Mit **Alles ausklappen** öffnest du alle Bereiche auf einmal.
- ⑤ Erfasse anschließend die Daten zur **Therapie**, **Wundbeurteilung** und den **Maßnahmen**. Schließe deine Dokumentation ohne Pflichtangaben jederzeit ab.

Ist für eine Wunde bereits eine Dokumentation vorhanden, übernimmt die App bei Anlage einer neuen Dokumentation automatisch die Daten der vorherigen. Das spart dir viel Zeit, da Anpassungen nur bei Bedarf notwendig sind. So behältst du den Überblick über mögliche Veränderungen der Wundsituation.



Wunden fotografieren


Starte deine Wunddokumentation am besten mit den Wundfotos. Bei der ersten Aufnahme musst du gegebenenfalls die Kameranutzung durch die App erlauben.

Schritt für Schritt

- ① Klicke in der Wunddokumentation oben rechts auf das Kamerasymbol.
- ② Fotografiere die Wunde idealerweise mit angelegtem Klebelineal.
- ③ Wenn du weitere Fotos aufnehmen möchtest, klicke unten links auf das Kamerasymbol mit dem Plus.
- ④ Speichere das Foto mit dem Häkchen auf der rechten Seite.
- ⑤ Nutze **Wunde digital messen** für die automatische Wundvermessung oder wähle **Weiter zur Doku**, um die automatische Messung zu überspringen und direkt mit der Dokumentation fortzufahren. An dieser Stelle kannst du auch ein kurzes Tutorial-Video zur digitalen Vermessung aufrufen.

Bei den ersten Aufnahmen erhältst du Hinweise für aussagekräftige Wundfotos. Du kannst dieses Fenster dauerhaft deaktivieren, wenn du dich mit der Kamerafunktion vertraut gemacht hast.

Fotografiere die Wunde möglichst senkrecht mit ca. 30cm Abstand zwischen Wunde und Kamera und achte auf gute Lichtverhältnisse.



Wunden fotografieren mit der Overlay-Funktion

Existieren in der Dokumentation bereits Fotos der Wunde, wird das letzte Wundfoto als halbtransparentes Overlay in der Kamera angezeigt. So kannst du die neue Aufnahme möglichst ähnlich zu den vorherigen Aufnahmen erstellen.

Schritt für Schritt

- 1 Klicke oben rechts auf das Overlay-Symbol, während du die Kamerafunktion geöffnet hast, um die Overlay-Funktion an- oder auszuschalten.
- 2 Du siehst das vorherige Wundfoto transparent und kannst das neue Foto darauf ausrichten.
- 3 Nimm ein Foto auf und speichere die Aufnahme anschließend, indem du auf das Häkchen klickst.

In der Bildergalerie der jeweiligen Wunde findest du alle aufgenommenen Bilder. Wenn die Aufnahmen immer unter ähnlichen Bedingungen erfolgen, kannst du die Bilder im Verlauf optisch vergleichen.



Wunden automatisch vermessen

Die DRACO WundDoku App verfügt über eine Funktion zur automatischen Vermessung von Wunden. Diese spart dir Zeit, liefert genaue Werte wie Fläche und Umfang und ermöglicht damit eine objektive und präzise Beurteilung des Wundverlaufs. Dazu musst du bei der Aufnahme ein geeignetes Lineal neben der Wunde platzieren

Schritt für Schritt

- 1 Ist das Klebelineal und der Wundrand optisch gut erkennbar, kann die App das Wundbett automatisch berechnen.

Wenn kein Klebelineal verfügbar ist, kannst du alternativ selbst eine Referenzstrecke definieren. Klicke dazu auf **Manuelle Referenz setzen** und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Sollte der Wundrand für die App nicht klar erkennbar sein, kannst du ihn auch selbst markieren. Klicke dazu auf **Wundrand setzen** und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 2 Klicke anschließend auf **In Wunddoku speichern**, um die Messdaten in die Wunddokumentation zu übernehmen.

Das Klebelineal kann schnell und unkompliziert im Bereich Services auf der Home-Ansicht kostenlos bestellt werden.



Wunddokumentation: Therapie

In diesem Abschnitt können Informationen zur **Therapie** dokumentiert werden.

Schritt für Schritt

- ① Vermerke, ob der **Therapievorschlag ärztlich bestätigt** wurde.
- ② Klicke auf die jeweiligen Titel, um die Eingabefelder zu öffnen.
- ③ **Beschreibe die Therapie** im dafür vorgesehenen Freitextfeld.
- ④ Dokumentiere die **verordneten Produkte**.
- ⑤ Erfasse zudem die durchgeführten Maßnahmen zum **Wunddebridement** und zur Wundreinigung. Fahre anschließend mit der Wundbeurteilung fort.

Dokumentiere individuell nach Patient und Wunde. Es gibt keine Pflichtfelder und Speichern ist jederzeit möglich.

The screenshot shows the 'Therapie' section of the DRACO WundDoku App. The interface is on a mobile device, with the time 14:33 and signal strength indicators at the top. The title 'Wunddokumentation' is at the top left. The 'Therapie' section contains several fields and buttons:

- Therapie** (Section Header)
- Therapievorschlag ärztlich bestätigt.** (Text) with a red checkmark icon and a circled '1' next to it.
- Beschreibung der Therapie** (Text) with a dropdown arrow and a circled '2' next to it. Below it, the text reads: 'Reinigung mit Prontosan und steriler Kompresse, mit Polsterwatte auspolstern'.
- Verordnete Produkte** (Text) with a dropdown arrow and a circled '4' next to it. Below it, the text reads: 'keine Angabe'.
- Wunddebridement** (Text) with an upward arrow and a circled '5' next to it. Below it, there are two buttons: 'ja' (red) and 'nein' (white).
- Mehr Details** (Text) with an upward arrow.
- mechanisch** (Text) with a red button.
- autolytisch** (Text) with a white button.
- enzymatisch** (Text) with a white button.
- chirurgisch** (Text) with a white button.
- osmotisch** (Text) with a white button.
- biochirurgisch** (Text) with a white button.
- Notizen** (Text) with a red button containing a checkmark and the text 'Wunddoku speichern'.

At the bottom of the screen, there is a navigation bar with four icons: Home, Patienten (highlighted in red), Kamera, and Mehr.

Wunddokumentation: Wundbeurteilung

Dokumentiere die **Wundbeurteilung** anhand von Parametern wie Schmerzskala, Wundgröße, Wundgrund, Exsudation, Entzündung, Wundrand, Wundumgebung und Wundgeruch.

Schritt für Schritt

- ① Dokumentiere die Wundbeurteilung mithilfe der Auswahlmöglichkeiten und Eingabefelder.
- ② Nutze den Bereich **Mehr Details** für spezifische Auswahlmöglichkeiten oder Freitextfelder für deine Anmerkungen. Fahre anschließend mit der Dokumentation der Maßnahmen fort.

Wunddokumentation: Maßnahmen


Die **Maßnahmen** zur Versorgung kannst du mithilfe weniger Klicks dokumentieren.

Schritt für Schritt

- 1 Dokumentiere, ob der **Therapievorschlag umgesetzt** wurde.
- 2 Wähle aus, ob die **verordneten Produkte** verwendet wurden.
- 3 Trage ein, ob der **behandelnder Arzt/ die behandelnde Ärztin** informiert wurde.
- 4 Trage dich als **dokumentierende Person** ein.
- 5 Du kannst einen Termin für die **nächste Wundversorgung** eintragen. Dein Patient erscheint dann automatisch in der Aufgabenübersicht des entsprechenden Tages.

Weitere Angaben kannst du über die jeweiligen Freitextfelder dokumentieren.

- 6 Klicke auf **Wunddoku speichern**, um die Wunddokumentation zu beenden.





Weitere Funktionen & Services

Aufgaben

Hast du in den Wunddokumentationen deiner Patienten Termine für die nächste Wundversorgung angegeben, werden diese automatisch in die Aufgabenliste übernommen. So hast du immer einen Überblick, welche Wundversorgungen für den jeweiligen Tag geplant sind.

Schritt für Schritt

- 1 **Klicke in der Home-Ansicht auf die Kachel **Aufgaben**.**
In der angezeigten Liste kannst du die geplanten Wundversorgungen des aktuellen Tages sehen.
- 2 **Wähle bei Bedarf ein anderes Datum aus, um die geplanten Wundversorgungen für den entsprechenden Tag einsehen zu können. Über die Pfeile kannst du durch die Kalenderwochen springen.**
- 3 **Nach Klick auf einen Patienten kannst du unter **Zur Wunddoku** bestehende Dokumentationen einsehen oder neu anlegen. Hier lassen sich auch Zusatzinformationen einsehen und **Aufgaben bearbeiten**.**




Tutorials

In der DRACO WundDoku App findest du unter **Tutorials** kurze Erklärvideos zu allen wichtigen Themen. Mit diesen Videos kannst du dich schnell in den Umgang mit der App einarbeiten oder dein Wissen auffrischen.

Schritt für Schritt

- 1 **Klicke** auf der Home-Ansicht auf die Kachel **Tutorials**.
 Scrolle durch die Liste der Tutorials und wähle durch Anklicken ein Video aus.
- 2 Über das Filter-Symbol kannst du dir gezielt Videos zu bestimmten Themen anzeigen lassen.
- 3 Du kannst die Videos jederzeit über **Pause** und **Play** stoppen und fortsetzen sowie mit der Zeitleiste vor- und zurückspulen.



Wie erstellt man eine Einwilligungserklärung?


Services

Auf der Home-Ansicht findest du eine Reihe von DRACO-Services, die du über die jeweilige Kachel aufrufen kannst. Um auf die Inhalte von draco.de weitergeleitet zu werden, benötigst du eine bestehende Internetverbindung. So kannst du zum Beispiel mithilfe des Wundassistenten schnell und sicher eine geeignete Wundauflage finden.

Folgende DRACO-Services sind in der App verlinkt:

- Wundassistent
- WundDoku-Webzugriff
- Preisvergleich
- Muster bestellen
- Klebelineal bestellen
- Schnellratgeber
- Fortbildungen
- Wundlexikon
- Abrechnungsgrundlagen
- App-Handbuch
- PZN-Suche

Über **Neue Funktionen** erhältst du Informationen zu den neuen Funktionen der aktuellsten DRACO WundDoku App-Versionen.



Webzugriff als Schnittstelle zur Praxissoftware

Webzugriff für den Praxis-PC

Nachdem du die Einwilligungserklärung des Patienten in der App hinterlegt hast, kannst du über den Praxis-PC auf alle Wunddokumentationen sowie Auswertungen zum Wundverlauf zugreifen. Als Schnittstelle zur Patientenakte werden hier alle dokumentierten Daten übersichtlich dargestellt und können als PDF heruntergeladen werden.




Schritt für Schritt

- 1 Öffne **wunddoku.draco.de/login** und melde dich mit den selben Login-Daten an, die du auch für die DRACO WundDoku App nutzt.

Wähle aus der Patientenliste den gewünschten Patienten aus, um dessen **Wunden** und **Patientendaten** aufzurufen.

- 2 Wie du den **Wundverlauf** und die einzelnen **Wunddoku herunterladen** kannst, erfährst du auf den folgenden Seiten.

Solltest du dein Passwort vergessen haben, kannst du es über die Login-Seite zurücksetzen.




Wunddokumentationen als PDF herunterladen


Lade einzelne Wunddokumentationen als PDF herunter, lege sie in der Patientenakte ab und teile sie unkompliziert mit beteiligten Kolleginnen und Kollegen aus anderen Praxen oder Pflegediensten.

Schritt für Schritt

- 1 Wechsle oben rechts auf den Reiter **Wunddokumentation**. Wähle die gewünschte Dokumentation aus und klicke auf **Doku herunterladen**.
- 2 Speichere, versende oder drucke die Wunddokumentation.




Nutze die Wunddokumentation, um den betroffenen Patienten oder weitere bei der Wundversorgung involvierte Fachkräfte zu informieren.



Mehr

Im Menü **Mehr** findest du alle zentralen Funktionen zur Verwaltung und Personalisierung der App sowie wichtige rechtliche Hinweise. Hier kannst du dein Benutzerprofil pflegen, die App-Einstellungen anpassen und Informationen zum Thema Einwilligungserklärung des Patienten einsehen.

- App erkunden
- Einstellungen
- Benutzerprofil
- Datenschutz
- Impressum
- Einwilligung des Patienten
- Häufig gestellte Fragen
- Service und Support
- Logout



Der nächste Schritt: Deine DRACO WundDoku in Aktion

Wir hoffen, dieses Handbuch hat dir den Start mit der DRACO WundDoku App erleichtert.


Du kennst nun alle wichtigen Funktionen, um die App optimal für die effiziente Dokumentation von Wunden nutzen zu können. Steige jetzt auf diese digitale Lösung um, profitiere von den Vorteilen der App und entlaste dich damit nachhaltig in deinem Arbeitsalltag.

- ✓ Spare wertvolle Zeit, die du für die Patientenversorgung nutzen kannst.
- ✓ Profitiere von der stets aktuellen und zentral verfügbaren Dokumentation.
- ✓ Sichere und steigere die Qualität deines Wundmanagements.

Falls du weitere Fragen hast oder Unterstützung benötigst, steht dir unser Service und Support jederzeit direkt über die App zur Verfügung. Alternativ erreichst du uns per E-Mail unter **wunddoku@draco.de**.

Wir wünschen dir viel Erfolg beim digitalen Wundmanagement!

Dein DRACO Team



Kontakt & Impressum

E-Mail: kontakt@draco.de

Telefon: 0231 28666 285

Dr. Ausbüttel GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 4

44149 Dortmund

Stand: 03.2026

